

Brugsanvisning



Trådløst
tilbehør

Remote Control 3.0



oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du bruger og vedligeholder din nye fjernbetjening Remote Control. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet **Advarsler**. På den måde får du mest ud af din nye Remote Control.

Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af Remote Control.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

| **Om** | Opstart | Daglig brug | Advarsler | Øvrigt |

Tilsigtet brug

Tilsigtet brug	Remote Control 3.0 er beregnet til at hjælpe brugere af trådløse høreapparater med at styre funktionaliteten af deres høreøsning.
Indikationer for brug	Ingen indikationer for brug.
Tilsigtede brugere	Voksne og børn ældre end 36 måneder.
Brugsmiljø	Indendørs / udendørs.
Kontraindikationer	Brugere af aktive implantater skal være ekstra opmærksomme, når de bruger enheden. Find mere information i afsnittet Advarsler.
Kliniske fordele	Se høreapparatets kliniske fordele.

Indholdsfortegnelse

Om

Pakkens indhold	6
Produktoversigt	7

Opstart

Batterier	8
Isæt batterier	9
Dan par med høreapparaterne	10

Daglig brug

Dækningsområde	14
Bekræftelser	15
Skift program	17
Juster lydstyrken	18
Mute	19
Strophul	20
Vedligeholdelse af Remote Control	21

Advarsler

Advarsler	22
-----------	----


Øvrigt

Brugsbetingelser	26
International garanti	27
Teknisk information	28

Pakkens indhold

Æsken indeholder følgende elementer:

Remote Control 3.0



Batterier





2 x AAAA

Denne guide



Produktoversigt



Batterier


Der skal indsættes to AAAA-batterier i batteriskuffen for at aktivere Remote Control.

Batteriets levetid vil variere alt efter betingelserne. Ved almindelig brug skal batterierne skiftes efter ca. en gang om året.

Der må ikke bruges kraft for at lukke batteridækslet. Hvis det er nødvendigt at bruge kraft til at klikke batteridækslet på plads, skal du flytte dækslet en smule, så det klikker nemt på plads.

Isæt batterier


1 Fjern



Fjern forsigtigt batteridækslet.

Fjern de brugte batterier.


2 Isæt



Sæt de nye batterier i batteriskuffen.

Sørg for at "+"-tegnet på batteriet passer til "+"-tegnet i batteriskuffen.

3 Luk



Sæt batteridækslet i øverst.

Tryk derefter batteridækslet forsigtigt ned, indtil det klikker på plads.

Dan par med høreapparaterne


Remote Control er en personlig enhed beregnet til at blive brugt med et sæt høreapparater. Remote Control kan betjene op til to høreapparater ad gangen efter parring.

Før Remote Control kan bruges med dine høreapparater, skal enhederne parres.

Du kan vælge at parre Remote Control med enten to høreapparater på samme tid eller med ét høreapparat ad gangen. Du er nødt til at gentage parringen, hvis du vælger at parre dine høreapparater ét ad gangen.

På de følgende sider vises der et eksempel på parring af høreapparater.

1. Forbered parringen



Tryk og hold alle tre knapper (+), (-) og (o) nede i 5 sekunder. Statuslyset blinker grønt to gange.

Statuslyset lyser grønt i cirka 10 sekunder for at bekræfte, at fjernbetjeningen er klar til parring.

2. Sådan sættes høreapparaterne i parringstilstand.




Genstart høreapparaterne for at aktivere parringstilstand.


For at slukke og tænde for høreapparaterne igen, henvises der til høreapparaternes brugsanvisning.

Vent i ca. 10 sekunder, indtil høreapparaterne er helt tændt og jinglen er blevet spillet, hvilket indikerer, at de er tændt. Høreapparaterne forbliver i parringstilstand i 3 minutter.

3. Dan par med høreapparaterne



Placer begge høreapparater inden for 20 centimeter fra Remote Control.




Tryk kort på en vilkårlig knap på Remote Control, så den automatisk parres med høreapparatet.



Når parringen er afsluttet, lyser statuslyset grønt i ca. 10 sekunder.

Dækningsområde


Med Remote Control kan du betjene høreapparaterne fra en afstand på op til 1,8 meter. Remote Control og høreapparaterne behøver ikke at befinde sig inden for synsvidde af hinanden. Hvis du har parret to høreapparater med Remote Control, justeres begge på samme tid.



Bekræftelser

Synlig indikator

Statuslyset tændes, når der trykkes på en knap.



Hørbar indikator

Du hører en lyd i dine høreapparater, der bekræfter handlingen.

Lavt strømniveau


Hvis batterierne næsten er løbet tør for strøm, blinker statuslyset hurtigt, når der trykkes på en knap. I dette tilfælde skal batterierne udskiftes hurtigst muligt.



Skift program

Du kan bruge Remote Control til at skifte program, hvis dit høreapparat har mere end et program.

Tryk kort på knappen "•" på Remote Control for at gennemgå høreapparatets programmer. Hvert tryk medfører skift til det næste program i cyklussen.



Tryk for at skifte program


VIGTIGT

Der henvises til dit høreapparats brugsanvisning for yderligere oplysninger om din specifikke høreoplysningsfunktioner.


Juster lydstyrken

Med Remote Control kan du justere lydstyrken på dine høreapparater ved hjælp af volumenkontrolknapperne.

Du vil høre en kort bekræftelse i dine høreapparater, når der skrues op eller ned for lyden.



Tryk "+" for at skrue op for lydstyrken




Tryk "-" for at skrue ned for lydstyrken

Mute

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparaterne på. Tryk og hold volumen ned-knappen inde i ca. 2 sekunder, indtil statuslyset slukker, for at slå lyden i høreapparaterne fra.

Tryk kort på en vilkårlig knap på Remote Control for at slå lyden til i høreapparaterne igen.



Tryk i ca. 2 sekunder


VIGTIGT

Der henvises til dit høreapparats brugsanvisning for yderligere oplysninger om din specifikke høre-løsnings funktioner.

Strophul

Remote Control har et strophul i nederste højre hjørne.

Enhver egnet strop kan anvendes.



Vedligeholdelse af Remote Control

Hold Remote Control over en blød overflade, når du skifter batterier eller rengør den, så den ikke går i stykker, hvis du taber den.

VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at rengøre Remote Control.
Den må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Advarsler

Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at sikre korrekt brug bør du gøre dig helt bekendt med følgende generelle advarsler, før du bruger Remote Control. Tal med hørespecialisten, hvis du oplever uventede funktioner eller alvorlige hændelser med din Remote Control under brug eller som følge af brug. Hørespecialisten vil hjælpe dig med at løse problemerne og indberette dem til producenten og/eller de nationale myndigheder, hvis det er relevant.

Kvælningsfare og risiko for at sluge batterier eller andre små dele

Remote Control, dens komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri, et høreapparat, eller en lille del.

Krydskontrol

Remote Control skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne tage kontrol over dens funktionalitet, for at sikre din personlige sikkerhed og undgå forkert brug.

Brug af stropper

Hvis du anvender en strop, skal du sikre dig, at den er designet og egnet til formålet. Brug aldrig en snor pga. risiko for kvælning.

Brug af batterier

Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.

Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

Aktive implantater

Remote Control er blevet grundigt afprøvet og karakteriseret i overensstemmelse med menneskers helbred i henhold til internationale standarder for human eksponering (Specifik absorptionsrate - SAR), elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen.

Eksponeringsværdierne ligger langt under de internationalt accepterede sikkerhedsgrænser for SAR, elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen og sameksistens med aktive medicinske implantater som pacemakers og hjertedefibrillatorer, der defineres i standarder for menneskers helbred.

Advarsler

Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi og operation

Læg Remote Control fra dig inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation osv., da Remote Control kan tage skade af kraftig elektromagnetisk stråling.

Mulige bivirkninger

I yderst sjældne tilfælde kan materialer i Remote Control, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Varme og kemikalier

Remote Control må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.

Remote Control må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge din fjernbetjening. Læg altid Remote Control fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager den i brug.

Brug i trafikken

Brug af Remote Control under kørsel kan distrahere dig. Vær opmærksom på dine omgivelser, når du bruger Remote Control.

Der henvises til de nationale færdselsregler vedrørende brugen af kommunikationsudstyr i trafikken.

Brug om bord på fly

Remote Control indeholder Bluetooth. Remote Control bør ikke bruges om bord på fly, medmindre det specifikt er tilladt af flypersonalet.

Interferens

Remote Control er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan der forekomme interferens mellem Remote Control og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarmssystemer og andre trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne Remote Control lidt fra den forstyrrende kilde.

Brugsbetingelser

Driftsforhold	Temperatur: +5°C til +40°C Fugtighed: 15 % til 93 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25 °C til +70 °C Fugtighed: 15 % til 93 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

International garanti

Remote Control har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve apparatet, men ikke i tilbehør som fx batterier, ledninger, strømkabler osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fremmede objekter inde i enheden eller forkert indstilling. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til

denne begrænsede garanti. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Tag Remote Control med til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:
Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Teknisk information

Model	RC-3A
Mekaniske dimensioner	75,3 x 35 x 12 mm; vægt 32,7 g (inkl. batterier)
Kompatibilitet	Høreapparater fra Oticon med 2,4 GHz radioteknologi
Batteritype	2 x AAAA
Batterilevetid ved normal brug	12 måneder
Typisk sendeområde	Op til 1,8 m
Statuslys	Grøn LED
Frekvens	Uden licens 2,4 GHz (ISM-bånd)
Emissionseffekt	Maks. 10 dBm EIRP

Remote Control indeholder en radio-transceiver, som anvender Bluetooth Low Energy (BLE). Radiosenderen er svag og altid under 10 mW, der svarer til 10 dBm i samlet strålingseffekt.

Remote Control opfylder internationale standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og human eksponering.

På grund af den begrænsede plads på Remote Control findes de relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Yderligere oplysninger kan findes i det tekniske datablad på www.oticon.dk

USA og Canada

Denne enhed er certificeret i henhold til:

FCC ID: 2ACAHREMCTRO3
IC: 11936A-REMCTRO3

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede radio-standard-specifikationer (RSS).

Brug af enheden er underlagt følgende to betingelser:

1. enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. enheden skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Producenten erklærer hermed, at Remote Control er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæring kan indhentes hos producenten.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.sbohearing.com



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



TA-2016/1771
GODKENDT







Complies with
IMDA Standards
DA103820



Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning	
	Advarsler Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses før produktet tages i brug.
	Producent Produktet er fremstillet af producenten, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver producenten af det medicinske udstyr, som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.
	CE-mærke Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.
	Elektronisk affald (WEEE) Genbrug af høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale bestemmelser. Høreapparatbrugere kan også returnere deres elektroniske affald til deres hørespecialist til bortskaffelse. Elektronisk udstyr dækket af direktiv 2012/19/EU om affald fra elektronisk udstyr (WEEE).
	Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning (RCM - Regulatory Compliance Mark) Enheden opfylder kravene til elektrisk sikkerhed, EMC- og radiospektrum for produkter, der leveres til Australien eller New Zealand.
	Bluetooth-logo Registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Brug af dette kræver en licens.

 2.4 GHz	TwinLink 2,4 GHz Produktet indeholder Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz radioteknologi, der understøtter trådløs streaming til Oticon høreapparater med en 2,4 GHz modtager.
	Singapore IMDA-mærkat Angiver, at produktet lever op til standarderne og specifikationerne, der offentliggøres af Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og er kompatibelt med det offentlige telekommunikationsnetværk i Singapore og ikke forårsager radiofrekvensinterferens på andre godkendte radiokommunikationsnetværk.
	Sydafrika ICASA-mærkat Angiver, at enheden har licens til at blive solgt i Sydafrika.

179808DK / 2020.01.30

Beskrivelse af yderligere symboler anvendt på labels	
	Holdes tør Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.
	Forsigtighedssymbol Se brugsanvisningen vedr. advarsler og forsigtighedsregler.
	Serienummer Angiver producentens serienummer, så det specifikke medicinske udstyr kan identificeres.
	Katalognummer Angiver producentens katalognummer, så medicinsk udstyr kan identificeres.
	Medicinsk udstyr Enheden er medicinsk udstyr.
	Batteri Angiver type og måde for isætning af batteri.
	Japan TELEC-symbol Angiver mærkat for certificeret radioudstyr.

179808DK / 2020.01.30



oticon
PEOPLE FIRST

179808DK / 2020.01.30