

Alta2 | Nera2 | Ria2

BRUGSANVISNING

miniRITE



Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

oticon
PEOPLE FIRST

Introduktion

Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv **afsnittet om advarsler**. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Din hørespecialist har indstillet dine høreapparater til at imødekomme dine behov. Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål.

| **Om** | Opstart | Håndtering | Optioner | Advarsler | Tinnitus | Øvrigt |

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

Retningslinjer for brug

Hensigten med dine høreapparater er at forstærke og sende lyd direkte til dine ører og dermed kompensere for dit høretab. Dine høreapparater er egnet til milde til kraftige høretab.

VIGTIGT

Din hørespecialist har indstillet høreapparaternes forstærkning, så den er optimeret til din personlige høreprøfil.


Indholdsfortegnelse

Om	Sådan identificerer du dit høreapparats speaker unit og øreprop/tip	6
	miniRITE	8
	Sådan identificeres venstre og højre høreapparat	10
	Batteri	11
Opstart	Tænd og sluk	12
	Hvornår skal et batteri udskiftes?	13
	Udskiftning af batteriet	14
Håndtering	Vedligeholdelse	16
	Sådan sættes høreapparatet på	18
	Speaker unit med tip eller GripTip	20
	Udskiftning af tippen	21
	Speaker unit med Micro øreprop, LiteTip eller power-øreprop	22
	Vedligeholdelse af Micro øreprop, LiteTip eller power-øreprop	23


Optioner	Ekstra funktioner og tilbehør	24
	Mute høreapparaterne (option)	25
	Programskift (option)	26
	Volumenkontrol (option)	28
	Børnesikret batteriskuffe (option)	30
	Trådløst tilbehør (option)	32
	Tilslutningsmuligheder (option)	33
Advarsler	Advarsler	34
Tinnitus	Tinnitus SoundSupport™ (option)	40
Øvrigt	Problem og løsningsforslag	52
	Vandafvisning	54
	Garantibevis	56
	International garanti	57
	Mobiltelefon	58
	Tekniske oplysninger	60

Sådan identificerer du dit høreapparats speaker unit og øreprop/tip

Det vil gøre det nemmere for dig at navigere gennem denne brugsanvisning.



- miniRITE med speaker unit**
Et miniRITE fås med tre forskellige speaker units og forskellige ørepropper/tipper.



- miniRITE ørepropper/tipper**
Et miniRITE vil have én af følgende ørepropper/tipper.



Tip (åben tip vist)



GripTip




Micro øreprop eller LiteTip

- miniRITE med power-øreprop**




miniRITE

Hvad det er:




Hvad det bruges til:




Sådan identificeres venstre og højre høreapparat

Det er vigtigt at skelne mellem venstre og højre høreapparat, da de kan være programmeret forskelligt. Venstre/højre er indikeret med farveprikker på batteriskuffen på 60 og 85 speaker units eller på ørepropperne.



Batteri

Dit høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for apparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Se hvordan i afsnittet "Udskiftning af batteriet".




Tænd og sluk

Batteriskuffen bruges også til at tænde og slukke høreapparatet. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.


Tænd

Luk batteriskuffen med batteriet isat.



Sluk

Åbn batteriskuffen.



Hvornår skal et batteri udskiftes?

Når det er tid til at udskifte batteriet, vil du høre to bip gentaget med mellemrum, indtil batteriet løber ud.



To bip

= Batteriet er ved at løbe tør.



Fire bip


= Batteriet er løbet tør.

Tip til vedligeholdelse af batteriet

Medbring ekstra batterier, og hav en fast rutine for udskiftning af batterier for at sikre, at høreapparaterne altid fungerer.

Udskiftning af batteriet

1. Tag det ud




Åbn batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

2. Fjern klistermærket



Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.

3. Isæt




Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at + siden vender opad.

4. Luk



Luk batteriskuffen. Høreapparatet spiller en jingle. Hold øreproppen/tippen tæt til øret for at høre jinglen.

Tip



Multiværktøjet kan bruges til at udskifte batteriet. Brug den magnetiske spids til at fjerne og isætte batteriet.


Kontakt din hørespecialist for mere information.

Vedligeholdelse

Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, så de ikke går i stykker, hvis du skulle tabe dem.

Rengøring af mikrofonåbninger

Børst snavs omhyggeligt væk fra åbningerne. Børst forsigtigt overfladen. Sørg for, at børsten er ren, og at den ikke er presset ind i åbningerne.




VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at rengøre høreapparaterne. De må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Multiværktøjet


Multiværktøjet indeholder en børste og en renseslynge til at fjerne ørevoks fra øreproppen. Kontakt din hørespecialist for mere information.




Sådan sættes høreapparatet på

Speaker unitten sender lyden ind i øret. Speaker unitten skal altid bruges med en øreprop/tip påsat. Brug kun dele, der er lavet til dine høreapparater.

Hvis speaker unitten har en EarGrip skal den anbringes, så den følger ørets form (se trin 3).




Trin 1



Placér høreapparatet bag øret.

Trin 2



Hold speaker unitten, hvor ledningen bøjer, med din tommel- og pegefinger. Øreproppen/tippen skal pege mod øregangens åbning.


Trin 3



Skub forsigtigt øreproppen/tippen ind i øregangen, indtil speaker unittens ledning ligger tæt ind til dit hoved.

Speaker unit med tip eller GripTip

Både tipper og GripTip er lavet af et blødt gummimateriale. Der er 4 forskellige typer tipper. Se hvilken type tip og størrelse, du har, nedenfor.




VIGTIGT

Hvis tippet ikke sidder på tyndslangen, når den fjernes fra øret, er det muligt, tippet stadig sidder i øregangen. Kontakt din hørespecialist for at få hjælp.

Udskiftning af tippet

Tippet aftørres dagligt, mens den sidder på tyndslangen. Tippet bør ikke tages af og rengøres. Når den er mere eller mindre fyldt med ørevoks, skal den udskiftes med en ny.



Speaker unit med Micro øreprop, LiteTip eller power-øreprop

Der er 3 forskellige typer ørepropper: Micro øreprop, LiteTip og power-øreprop. Øreproppen er støbt til dit øre.



• Micro øreprop



• LiteTip




• Power-øreprop

Vedligeholdelse af Micro øreprop, LiteTip eller power-øreprop

Øreproppen skal rengøres regelmæssigt.

Voksfilteret i øreproppen/ tippen skal udskiftes, når det er tilstoppet, eller når høreapparatet ikke lyder normalt.

Brug den type voksfilter, din hørespecialist har givet dig.



Ekstra funktioner og tilbehør


Funktioner og tilbehør beskrevet på de følgende sider er optioner. Kontakt din hørespecialist for at få at vide, hvordan dine høreapparater er programmeret.

Hvis du oplever vanskelige lyttesituationer, kan særlige programmer måske hjælpe. Din hørespecialist kan programmere dem.

Skriv de lyttesituationer ned, hvor du eventuelt har brug for særlig hjælp.

Mute høreapparaterne (option)

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparaterne på.




- Tryk længe på knappen for at mute høreapparatet. For at aktivere høreapparatet igen, tryk kort på knappen.

VIGTIGT

Brug ikke mute-funktionen til at slukke høreapparatet, da det i denne tilstand stadig bruger batteriet.

Programskift (option)





Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer. Din hørespecialist kan programmere dem.



• Tryk på knappen for at skifte program.

Bemærk, at hvis du har to høreapparater, skifter det HØJRE apparat fremad fra fx program 1 til 2 og det VENSTRE apparat tilbage fra fx program 4 til 3.

Udfyldes af hørespecialisten

Program (+)	Lyd du vil høre, når høreapparatet er aktiveret	Programmet bruges i disse situationer:
1	 "1 bip"	
2	 "2 bip"	
3	 "3 bip"	
4	 "4 bip"	

Programskift:

VENSTRE


HØJRE

Kort tryk

Langt tryk

□ **Volumenkontrol** (option)

Når du har to høreapparater, kan du justere lyden i begge ører med trykknappen. Et klik høres, når der skrues op eller ned for lyden.



- Der skrues op med et kort tryk på det HØJRE apparat.
- Der skrues ned med et kort tryk på det VENSTRE apparat.




2 bip høres ved høreapparatets startniveau.


Hurtig reset (nulstilling)

Hvis du ønsker at vende tilbage til høreapparatets startniveau, som er programmeret af din hørespecialist, skal du blot åbne og derefter lukke batteriskuffen.

Åbn



Luk



□ **Børnesikret batteriskuffe** (option)


Der bør tilbydes en børnesikret batteriskuffe, så batteriet ikke er tilgængeligt for babyer, mindre børn eller mentalt handicappede. Brug en lille skruetrækker til at åbne batteriskuffen.

VIGTIGT

Brug ikke for mange kræfter til at åbne batteriskuffen. Forsøg ikke at tvinge batteriskuffen forbi dens fuldt åbne position. Sørg for at isætte batteriet korrekt.

Kontakt din hørespecialist, hvis du har mistanke om, at batteriskuffen ikke længere er børnesikret eller ikke kan lukkes korrekt.

Batteriskuffen åbnes og lukkes



Stik skruetrækkeren ind i rillen bag på høreapparatet.
Luk batteriskuffen med fingrene. Sørg for, at batteriskuffen er helt lukket.

Trådløst tilbehør (option)

Som en forbedring af dine trådløse høreapparater findes en bred vifte af trådløse tilbehør.

ConnectLine

ConnectLine er en familie af produkter, der giver dig mulighed for at modtage lyden fra tv, telefoner, musikafspillere, computere eller en ekstern mikrofon trådløst via dine høreapparater.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen gør det muligt at skifte program eller justere lydstyrken i dit høreapparat.

Andre muligheder (option)



Autotelefon

Dette er et program, der automatisk vil blive aktiveret, når din telefon har en indbygget teleslynge. Der skal være en særlig magnet på din telefon ved siden af lydudgangen.

Advarsler

Du bør læse følgende generelle advarsler, før du bruger dine høreapparater for at sikre din personlige sikkerhed og korrekt brug. Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med dine høreapparater.

Brug af høreapparaterne

- Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din hørespecialist. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.

- Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt dem.

Risiko for kvælning og risiko for at sluge batterier

- Høreapparater, deres komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du indtager piller.
- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af babyer, mindre børn eller mentalt handicappede.
- Høreapparater til børn under 36 måneder skal altid have en børnesikret batteriskuffe. Dette fås til modellerne BTE, miniBTE, RITE og miniRITE.

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

Advarsler

Funktionsfejl

- Bemærk, at høreapparaterne kan holde op med at fungere uden varsel. Husk på dette i situationer, hvor du er afhængig af advarselslyde (fx i trafikken). Høreapparaterne kan ophøre med at fungere, fx hvis batterierne er brugt op, eller hvis slangen er tilstoppet af fugt eller ørevoks.

Aktive implantater

- Der bør udvises forsigtighed med aktive implantater. Generelt bør samme retningslinjer, som anbefales af producenter af icd-enheder og pacemakere vedrørende brugen af mobiltelefoner, følges.
- Hvis du har et aktivt implantat, skal høreapparatet holdes mindst 15 cm fra dette. Hvis du har en Autotelefonmagnet eller et multiværktøj (som har en indbygget magnet), skal de holdes mere end 30 cm fra implantatet. De må fx ikke lægges i brystlommen.

- Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger.

Eksplodingsrisiko

- Høreapparatbatteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. Høreapparatet er dog ikke afprøvet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at høreapparaterne ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation, da høreapparaterne kan tage skade af kraftig stråling.

Advarsler

Undgå varme og kemikalier

- Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.
- Dine høreapparater må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.
- Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Tag altid høreapparaterne af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager høreapparaterne på igen.

Power-apparater

- Særlig forsigtighed bør udvises ved valg, tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 dB SPL (IEC 711), da der kan være risiko for at skade brugerens resterende hørelse.

For information om dine høreapparater er power-apparater, se sidste side i denne brugsanvisning.

Mulige bivirkninger

- Høreapparater, ørepropper eller tipper kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks.
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Interferens

- Dine høreapparater er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan interferens med dit høreapparat og andre enheder forekomme (fx i forbindelse med nogle mobiltelefoner, walkie talkie-systemer og butiksalarmssystemer). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

Tinnitus SoundSupport™ (option)

Tiltænkt anvendelse af Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport er et værktøj, hvis formål er at levere lyd, der kan lindre personer med tinnitus, som en del af et tinnitus management program.

Målgruppen er den voksne befolkning (> 18 år).

Tinnitus SoundSupport er målrettet til hørespecialister, der er fortrolige med vurdering og behandling af tinnitus og høretab. Tilpasningen af Tinnitus SoundSupport skal udføres af en hørespecialist.

Vejledning for brugere af en tinnitus-lydgenerator

Denne vejledning indeholder oplysninger om Tinnitus SoundSupport, som kan være blevet aktiveret i dine høreapparater af din hørespecialist.

Tinnitus SoundSupport er en elektronisk tinnitus management-enhed, hvis formål er at generere støj, der har en tilstrækkelig intensitet og frekvensbåndbredde til, at den hjælper med at regulere fx tinnitus.

Tal med din hørespecialist om opfølgende behandling. Det er vigtigt at følge anbefalingerne og retningslinjerne for en sådan behandling.

ADVARSEL:

God sundhedspraksis kræver, at en person, der mener at have tinnitus, har fået en lægelig vurdering fra en professionel ørelæge, før denne begynder at bruge en lydgenerator. Formålet med en sådan vurdering er at sikre, at enhver tilstand som kan forårsage tinnitus, der kan behandles medicinsk, er blevet identificeret og behandlet, før en lydgenerator tages i anvendelse.

Lydmuligheder og indstilling af lydstyrke

Tinnitus SoundSupport er programmeret af din hørespecialist, så det passer til dit høretab og præferencer for lindring af tinnitus. Der tilbydes en række forskellige lydmuligheder. Sammen med din hørespecialist kan du vælge de lyde, du foretrækker.

Tinnitus SoundSupport - programmer

Sammen med din hørespecialist kan du beslutte i hvilke programmer, du ønsker, at Tinnitus SoundSupport aktiveres. Lydgeneratoren kan aktiveres i op til fire forskellige programmer.

En oversigt over Tinnitus SoundSupport-programmerne og volumenkontrol-indstillingerne findes i slutningen af denne vejledning.

Justering af lydstyrken med Tinnitus SoundSupport

Når du vælger et høreapparatprogram, hvor Tinnitus SoundSupport er aktiveret, virker trykknappen på høreapparatet kun som volumenkontrol for de lyde, Tinnitus SoundSupport frembringer.

Din hørespecialist kan indstille lydgeneratorens volumenkontrol på en af to måder:

- 1) Skift lydstyrke i hvert øre separat eller
- 2) Skift lydstyrke i begge ører samtidig.

1) Sådan skiftes Tinnitus SoundSupports lydstyrke i hvert øre separat

Tryk flere gange på trykknappen for at **øge** lydstyrken (kun i et apparat), indtil det ønskede niveau opnås.

Tryk flere gange på trykknappen for at **sænke** lydstyrken (kun i et apparat), indtil det ønskede niveau opnås.

Bemærk: Lyden vil altid være højere første gang, der trykkes, indtil to bip høres. Herefter vil lyden sænkes.

2) Sådan skiftes Tinnitus SoundSupports lydstyrke i begge ører samtidig

Du kan skrue op for lydstyrken med det ene høreapparat og ned med det andet:

Tryk kort på trykknappen på **HØJRE** høreapparat for at skrue op for lydstyrken.
Tryk kort på trykknappen på **VENSTRE** høreapparat for at skrue ned for lydstyrken.

Mute

Hvis du er i et program, hvor Tinnitus SoundSupport er aktiveret, vil mute-funktionen mute både lydene fra omgivelserne og lydene fra Tinnitus SoundSupport. Se hvordan man muter høreapparaterne under "Mute høreapparaterne" i afsnittet "Optioner".

ADVARSEL - daglig anvendelse

Lydstyrken i Tinnitus SoundSupport kan indstilles til et niveau, der kan forårsage varige høreskader, hvis det bruges i længere tid ad gangen.

Din hørespecialist vil rådgive dig om det maksimale daglige tidsrum, du bør anvende Tinnitus SoundSupport. Det må aldrig bruges ved ubehagelige niveauer.

Tinnitus SoundSupport:

<input type="checkbox"/>	Ubegrænset anvendelse
<input type="checkbox"/>	Begrænset anvendelse, maksimalt _____ timer per dag

Udfyldes af hørespecialisten.

Vigtig information til hørespecialister om Tinnitus SoundSupport

Beskrivelse af enheden

Tinnitus SoundSupport er en funktion, som din hørespecialist kan aktivere i dine høreapparater.

Maksimal anvendelsestid

Det tidsrum, Tinnitus SoundSupport kan anvendes, vil falde, hvis lydniveauet overstiger 80 dB(A) SPL. Tilpasningssoftwaren vil automatisk vise en advarsel, når høreapparatet overskrider 80 dB(A) SPL. Se Anvendelsestidsindikatoren ved siden af tinnitus tilpasningsgrafnen i tilpasningssoftwaren.

Vigtig information til hørespecialister om Tinnitus SoundSupport

Hvis volumenkontrollen er aktiveret

Som standard er lydgeneratorens volumenkontrol deaktiveret i høreapparaterne. Risikoen for støjbelastning stiger, når volumenkontrollen er aktiveret.

En advarsel vil blive vist i fanen for tinnitus volumenkontrollen på "Knapper & Indikatorer"-skærmen, når den højeste indstilling af volumenkontrollen i høreapparatet overstiger 80 dB(A) SPL.

Brug tabellen til at beregne det maksimale anvendelsestidsrum for din klient på baggrund af:

1. Outputtet fra programmet med det højeste dB(A)SPL-niveau*
plus
2. volumenkontrollens decibelområde.

** Kan findes ved at pege på signalniveauekontrol.*

Instruer brugeren herefter, og notér brugerens anvendelsestidsrum i tabellen Tinnitus SoundSupport: side 46 i denne brugsanvisning.

Maksimal anvendelsestid af Tinnitus SoundSupport

total dB(A) SPL	Anvendelsestid/timer per dag
< 81	Ubegrænset
82	16
85	8
88	4
90	3

Ref. OSHA (Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labour) / Direktiv 2003/10/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenter (støj) / Erhvervsmæssig eksponering for støj: evaluering, forebyggelse og bekæmpelse - Særberetning S 64, WHO.

Advarsler vedrørende Tinnitus

Hvis din hørespecialist har aktiveret Tinnitus SoundSupports lydgenerator, bedes du være opmærksom på nedenstående advarsler.

- Der er nogle potentielle problemer forbundet med brugen af enhver lyd genereret af et tinnitus management-apparat. Blandt dem er potentialet for en forværring af tinnitus og/eller en eventuel ændring af høretærskler.
- Skulle du opleve eller bemærke en ændring i hørelse eller tinnitus, eller svimmelhed, kvalme, hovedpine, hjertebanken eller hudirritation ved hudens kontaktpunkt med apparatet, skal du straks ophøre med at bruge apparatet og søge læge eller anden hørespecialist.
- Som med ethvert apparat kan forkert brug af lydgenerator-funktionen have nogle potentielt skadelige virkninger. Der bør udvises omhu for at forhindre uautoriseret brug og for at holde apparatet utilgængeligt for børn og kæledyr.
- En hørespecialist skal rådgive en potentiel lydgenerator-bruger til straks at søge læge (helst en ørespecialist), før denne begynder at bruge en lydgenerator, hvis hørespecialisten ved undersøgelse, observation eller vurdering eller andre tilgængelige oplysninger om den fremtidig bruger afgør, at den potentielle bruger har en af følgende lidelser:
 - i. Synligt medfødt eller traumatisk betinget deformitet af øret.
 - ii. Har fået drænet ørerne inden for de sidste 90 dage.
 - iii. Oplevet pludseligt eller hurtigt fremadskridende høretab inden for de sidste 90 dage.
 - iv. Akut eller kronisk svimmelhed.
 - v. Pludseligt eller nyopstået enkeltsidigt høretab inden for de sidste 90 dage.
 - vi. Forskel mellem luft- og benledning er lig med eller større end 15dB ved 500 Hz, 1000 Hz og 2000 Hz.
 - vii. Synlige tegn på betydelig ophobning af ørevoks eller et fremmedlegeme i øregangen.
 - viii. Smerte eller ubehag i øret.

Problem og løsningsforslag

til dit høreapparat

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Ingen lyd	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
	Tilstoppet slange eller øreprop/tip (øreprop, tip, GripTip, Micro øreprop eller LiteTip)	Rengør øreproppen/tippen. Overvej at udskifte voksfilter eller tip.
Uregelmæssig eller nedsat lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen eller udskift voksfilter eller tip.
	Fugt	Tør batteriet af med en tør klud.
	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
Hylende støj	Øreproppen er ikke sat korrekt på høreapparatet	Prøv at isætte høreapparatet igen.
	Ørevoks i øregangen	Kontakt din ørelæge.

Kontakt din hørespecialist, hvis ingen af ovennævnte løsninger løser problemet.

Vandafvisning

Dit høreapparat er vandafvisende. Skulle dit høreapparat komme i kontakt med vand og holde op med at virke, skal du følge disse retningslinjer:

1. Tør forsigtigt vandet af.
2. Åbn batteriskuffen. Fjern batteriet, og tør forsigtigt batteriskuffen af indeni.
3. Lad høreapparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter.
4. Isæt et nyt batteri.

VIGTIGT

Tag høreapparatet af, inden du går i bad eller deltager i vandaktiviteter. Nedsænk ikke høreapparatet i vand eller andre væsker.

Garantibevis

Brugerens navn: _____

Høreklinik/hørespecialist: _____

Klinikkens adresse: _____

Klinikkens tlf. nr.: _____

Købsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Model venstre: _____ Serienr.: _____

Model højre: _____ Serienr.: _____

Batteristørrelse: _____

International garanti

Dine høreapparater har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve høreapparatet, men ikke tilbehør såsom batterier, slanger, voksfiltre osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer.

Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Tag kontakt til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:

Oticon A/S
Tilstedvej 73
7700 Thisted

Mobiltelefon

Nogle høreapparatbrugere har rapporteret en summende lyd i høreapparaterne, når de bruges sammen med mobiltelefonen. Dette indikerer, at mobiltelefonen og høreapparaterne eventuelt ikke er kompatible.

I henhold til ANSI C63.19 standard (ANSI C63.19-2007 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids) kan kompatibiliteten for et specifikt høreapparat og en mobiltelefon forudsiges ved at summere høreapparatets immunitetsrating og

mobiletelefonens emissionsrating. For eksempel ville resultatet for et høreapparat med rating 2 (M2/T2) og en mobiltelefon med rating 3 (M3/T3) give en kombineret rating på 5. Alle kombinerede ratings på mindst 5 vil give "normal brug". En kombineret rating på 6 eller højere indikerer "fremragende ydeevne".

Immuniteten for dette høreapparat er minimum M4. Målingerne på udstyret, kategorier og systemklassifikationer er baseret på de bedst mulige oplysninger, der findes, men det kan ikke garanteres, at alle brugere bliver tilfredse.

VIGTIGT

Høreapparaterne fungerer forskelligt med forskellige mobiltelefoner. Det er derfor vigtigt, at du afprøver høreapparaterne sammen med din egen mobiltelefon, eller afprøver høreapparaterne, inden du køber en ny telefon.

Tekniske oplysninger

Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er < -42 dB μ A/m @ 10m.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Høreapparatet indeholder et modul mærket:

FCC ID: U28FU2MRIT
IC: 1350B-FU2MRIT

Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af apparatet er underlagt følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

Yderligere oplysninger: www.oticon.dk

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.dk

CE 0543 0682



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



N1175

IP58

Power-apparat <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
Oversigt over indstillinger i dine høreapparater				
Venstre			Højre	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Volumenkontrol	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Programskift	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Mute	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Volumenkontrol-indikatorer				
<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra	Bip ved min/maks. lydstyrke	<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra
<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra	Klik ved ændring af lydstyrke	<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra
<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra	Bip ved startniveau	<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra
Batteri-indikatorer				
<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra	Advarsel ved lavt strømniveau	<input type="checkbox"/> Til	<input type="checkbox"/> Fra

Programbeskrivelse		
Program nr.	Option	Volumenkontrol (vælg en)
1		<input type="checkbox"/> Lyde fra omgivelserne <input type="checkbox"/> Tinnitus SoundSupport
2		<input type="checkbox"/> Lyde fra omgivelserne <input type="checkbox"/> Tinnitus SoundSupport
3		<input type="checkbox"/> Lyde fra omgivelserne <input type="checkbox"/> Tinnitus SoundSupport
4		<input type="checkbox"/> Lyde fra omgivelserne <input type="checkbox"/> Tinnitus SoundSupport
Volumenkontrollen i Tinnitus SoundSupport er aktiveret:		
<input type="checkbox"/> Skift lydstyrke i hvert øre separat <input type="checkbox"/> Skift lydstyrke i begge ører samtidig		

152891DK/12.14

152891DK/12.14

People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt



0000152891000001