

BRUGSANVISNING

RITE



Tillykke

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og med minimum af vedligeholdelse.

Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt vægt på kvalitet og på, at de er nemme at bruge og vedligeholde. Dine nye høreapparater er udviklet til at forstærke og sende lyd til dine ører og dermed forbedre din hørelse i de fleste situationer. Din høreapparattilpasser har indstillet forstærkningen, så den er optimeret til din personlige høreprofil. For at opfylde dine behov, kan forskellige funktioner være konfigureret i dine høreapparater. Den aktuelle konfiguration er markeret af din høreapparattilpasser i de forskellige afsnit i denne brugsanvisning. Se også den sidste side for en komplet oversigt over de funktioner, som er konfigureret i dine høreapparater. Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Kontakt din høreklinik, hvis du har spørgsmål til brug eller vedligeholdelse af dine høreapparater.

Retningslinjer for brug

Hensigten med dine høreapparater er at forstærke og sende lyd direkte til dine ører og dermed kompensere for dit høretab.

Dine høreapparater er egnet til milde til moderate høretab.

Indhold

RITE	7
Advarsler	8
Sådan tænder for dine høreapparater	12
Udskiftning af batteri	13
Tænd og sluk	15
Indikation af venstre/højre høreapparat	16
Sådan tager du høreapparaterne på	17
Programmer (option - via Streamer)	18
Volumenkontrol (option - via Streamer)	20
Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater	21
Daglig vedligeholdelse af øreproppen	24
Daglig vedligeholdelse med tipper	26
Syv nemme trin på din vej til bedre hørelse	31
Almindelige problemer og løsningsforslag	36
Trådløst tilbehør	38
International garanti	39

Mobiltelefon	41
Teknisk information	43
Oversigt over indstillinger i dine høreapparater	46

VIGTIGT

Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge dine høreapparater. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier.

RITE

Din tip/øreprop

Åben tip:

6mm

8mm

10mm

Plus tip

Power tip:

6mm


8mm

10mm

12mm

Micro øreprop

Batteristørrelse: 10



Advarsler

Før du tager dine høreapparater i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning.

Brug af høreapparaterne

- Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din høreapparattilpasser. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab
- Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og for altid ødelægge hørelsen hos den, som har lånt dem

Risiko for kvælning

- Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv
- Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det
- Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap

- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du sluger piller
- Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din høreapparattilpasser har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden
- Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader
- Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader

Høreapparaterne fungerer ikke

- Høreapparater kan ophøre med at fungere, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis lydudgangen/voksfilteret er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du skal være opmærksom på dette, specielt når du er ude i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarende lyde

Aktive implantater

- Oticon tager forbehold og anbefaler, at følge samme retningslinjer som anbefales af producenten af icd-enhed og pacemaker som gives vedrørende til brugen af mobiltelefoner
- Hvis du har et aktivt implantat, skal høreapparaterne holdes min. 15 cm fra dette. Dvs. de må fx ikke puttes i brystlommen. Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for information om risiko for forstyrrelser
- Multiværktøjet har en indbygget magnet. Såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må multiværktøjet ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt på implantatet

Eksplodingsrisiko

- Høreapparatbatteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage ild under normale betingelser. Høreapparatet er dog ikke testet i henhold til internationale standarder for

omgivelser med eksplodingsrisiko. Vi anbefaler, at høreapparaterne ikke bruges de steder, hvor der er eksplodingsfare

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning eller elektroterapi, da høreapparaterne kan tage skade af kraftig stråling

Mulige bivirkninger

- Høreapparater kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks (cerumen)
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden. Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger

Interferens

- Dine høreapparater er blevet grundigt testet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Men som følge af nye, tekniske udviklinger introduceres der konstant nye produkter på markedet, og nogle af dem kan udsende elektromagnetisk stråling, som fører til uforudset interferens i høreapparaterne. Som eksempler kan nævnes induktion, walkie talkies, mobiltelefoner, fax, computerudstyr, trådløse alarmer, fjernbetjening o.lign i hjemmet mv. Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde

Sådan tænder du for høreapparaterne

Et høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for apparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen.

Høreapparatet tænder, når du lukker batteriskuffen. Der går et par sekunder, inden du kan høre noget. En opstartsjingle spilles under opstart. Tag høreapparatet på, når du har lukket for batteriskuffen. Hvis du holder høreapparatet i hånden, når du tænder for det, vil det hyle. Dette ophører, når høreapparatet er placeret korrekt i øret.

Udskiftning af batteri


Du kan se, hvilken batteristørrelse, du skal bruge på siden, hvor dit høreapparat er afbildet (forrest i brugsanvisningen).

Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier.

Når du hører 2 bip, er det tid til at udskifte batteriet. Denne advarsel gentages med jævne mellemrum, indtil batteriet er fladt. Batteriet kan være fladt kort tid efter første advarsel eller først efter et par timer, afhængig af batteriets kvalitet og det individuelle høretab.

Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, høres 4 bip for at indikere, at apparatet ikke længere er tændt.

Det betyder ikke, at der er noget galt med høreapparatet.



Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet:

- Åbn batteriskuffen helt ved at trykke på den fremspringende kant i bunden af apparatet. Fjern det gamle batteri. Magneten for enden af værktøjet kan være en hjælp ved håndtering af batterierne
- Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri
- Isæt det nye batteri ved hjælp af magneten på Multiværktøjet, så + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen

Hvis der er fugt på batteriet, skal det tørres af, inden brug. Når du skifter batteri, kan det tage et par sekunder, inden batteriet virker med fuld effekt.

Magneten for enden af værktøjet kan være en hjælp ved håndtering af batterierne.



Tænd og sluk

For at TÆNDE for høreapparatet skal du lukke batteriskuffen helt med batteriet isat.

For at SLUKKE høreapparatet skal du åbne batteriskuffen. Batteriskuffen skal stå helt åben for at sikre, at høreapparatet er helt slukket.

For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

VIGTIGT!
Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det!




Indikation af venstre/højre høreapparat

Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis du har to apparater, så er dit venstre høreapparat sandsynligvis programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat.



For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkering.

En blå prik angiver VENSTRE høreapparat.
En rød prik angiver HØJRE høreapparat.



Sådan tager du høreapparaterne på

1. Sæt først øretelefonen (speaker unit) med monteret øreprop/tip i øregangen.
2. Placér derefter apparatet bag øret.
3. Kontrollér, at øreproppen er placeret, så ledningen ligger tæt indtil øret.
4. Hvis dit høreapparat har slangestyk, placeres det i øret som vist på tegningerne 3 og 4, så det følger ørets form.







Programmer (option - via Streamer)

Dine høreapparater kan have op til 4 forskellige programmer. Antallet og typen af programmer i dine høreapparater er programmeret af din høreapparattilpasser.

Hvis du ønsker, at kunne skifte program, har du brug for en ConnectLine Streamer. Se brugsanvisningen til Streameren for information om, hvordan den bruges sammen med dine høreapparater.

Dine høreapparater bipper, når du skifter mellem de forskellige programmer. Antallet af biptoner indikerer, hvilket program du bruger.

	Et bip, når du skifter til program 1
	To bip, når du skifter til program 2
	Tre bip, når du skifter til program 3
	Fire bip, når du skifter til program 4

Du kan se de tilgængelige programmer i dine høreapparater i oversigten bagerst i denne brugsanvisning.

Volumenkontrol (option- via Streamer)



Du kan justere lydstyrken i høreapparaterne ved at bruge Oticon ConnectLine Streamer. Streameren lader dig justere lydstyrken i til et behageligt niveau i særlige lyttesituationer.

Hvis du ønsker, at kunne justere lydstyrken, har du brug for en ConnectLine Streamer. Se brugsanvisningen til Streameren for information om, hvordan den bruges sammen med dine høreapparater.

Dine høreapparater bipper, når skruer op eller ned for volumen.

Når høreapparatet tændes, starter det på det foretrukne lydstyrkeniveau. Når der justeres på volumenkontrollen, indikeres det med et enkelt bip. Når lydniveauet når det foretrukne niveau høres et dobbelt-bip, og når volumenkontrollen når apparatets maksimum- eller minimum-niveau, bipper høreapparatet tre gange.

Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater

Øregangen producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe øreproppens lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at der samler sig ørevoks, som ændrer høreapparatets ydelse, skal du følge instruktionerne i dette afsnit.

Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, hvis du skulle tabe dem.

Inden du går i seng:

- Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne
- Sluk for høreapparaterne, når du ikke bruger dem for at spare på batteriet
- Høreapparatet slukkes ved at åbne batteriskuffen


VIGTIGT!

Åbn batteriskuffen, når du ikke har dem på, så høreapparaterne kan lufttørre indvendigt!

Rengøring af høreapparatet

Der findes en række værktøjer, som er særligt udviklet til rengøring af dine høreapparater. Multiværktøjet bør bruges for at sikre den bedste pleje og ydelse af høreapparaterne.

Multiværktøj



Udskift børsten efter behov. Træk den ud af værktøjet og sæt en ny, frisk børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget.


Kontakt din høreapparattilpasser for information om, hvor du kan få flere børster.

Brug en tør klud til at tørre høreapparatets overflade af.

Daglig vedligeholdelse af øreproppen

Øreproppen bør rengøres jævnligt:

- Ventilationsåbningen rengøres ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje det en anelse




Selve høreapparatet med øreprop må **aldrig** vaskes, lægges i vand eller andre væsker!

Udskift voksfilteret

WaxStop -filteret bør udskiftes:

- Når du kan se, at filteret i øreproppen er tilstoppet
- Når høreapparatet ikke lyder normalt

Brug kun den type voksfiltere, som du har fået udleveret sammen med høreapparatene. Illustrationer på pakken viser, hvordan de udskiftes.



Sådan skifter du filter:


1. Tag et nyt filter med værktøj ud af pakningen. Værktøjet har to ender, én med et nyt voksfilter og én som fjerner det gamle filter.
2. Sæt filterfjernerens ind i øreproppens lydudgang.
3. Træk langsomt det brugte Wax Stop-filter ud, mens du holder værktøjet lige.
4. Drej værktøjet 180°.
5. Pres det nye voksfilter ind i lydudgangen og fjern forsigtigt værktøjet.
6. Smid det brugte værktøj ud. Det kan ikke genbruges.

Daglig vedligeholdelse med tipper

Rengør øretelefonen (speaker unit) jævnligt. Tør den af med en klud og fjern evt. ørevoks.

Når du har brug for en frisk, ren tip, tager du den eksisterende af og sætter en ny på.

Vi anbefaler, at du skifter tippen jævnligt (ca. en gang om måneden, eller som angivet af din høreapparattilpasser).






26

Udskiftning af tip

Tippen er nem at udskifte.

1. Brug neglen og hold på bunden af tippen. Træk den herefter af.
2. Placér den nye tip på øretelefonen (speaker unit).
3. Tjek, at den sidder ordentligt fast.



27

Under tippet vil du se et hvidt voksfilter monteret for enden af øretelefonen. Det er et filter, som vil sørge for, at snavs og ørevoks ikke beskadiger øretelefonen. Kontakt din høreklinik for at få filteret set efter og udskiftet, hvis det bliver tilstoppet.

VIGTIGT!

Tippet er lavet af et blødt materiale. Det er ikke farligt, hvis tippet falder af i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Lad om nødvendigt en anden person hjælpe dig. Undgå at skubbe tippet længere ind i øregangen. Skub ikke øretelefonen ind i øret igen, før tippet er fjernet fra øret. Kontakt din høreklinik, hvis du føler dig usikker.

VIGTIGT!

Selve høreapparatet må aldrig vaskes, kommes i vand eller andre væsker!

Undgå varme, fugt og kemikalier

Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, f.eks. efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må aldrig udsættes for fugt i fx dampbad, brusebad eller kraftig regn. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.

Tør omhyggeligt batteriet af, hvis det er blevet fugtigt, da fugt kan påvirke dets ydelse. Hvis du bruger et antifugtkit, kan det hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge dit høreapparats liv. Spørg din høreapparattilpasser til råds.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Du bør derfor altid tage høreapparaterne af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager dine høreapparater på igen. Hvis du bruger lotion, så sørg for at tørre hænderne godt, inden du tager dine høreapparater på.

VEDLIGEHOELSE VIGTIGT!

- Brug kun originale dele til dine høreapparater
- Tjek, at tippen sidder ordentlig fast på øretelefonen, inden den sættes ind i øret ellers kan de falde af inde i øret
- Øretelefonen (speaker unit) må ikke bruges uden tip
- Brug ikke høreapparaterne, hvis du har meget voks i øregangen eller en øreinfektion
- Forebyggende pleje og vedligeholdelse vil sikre, at høreapparaterne fungerer, som de skal
- Lad ikke andre bruge dine høreapparater eller dele dertil
- Sørg for, at dine hænder er rene, inden du rører ved høreapparaterne eller dele dertil

Syv nemme trin på din vej til bedre hørelse

I den første tid med nye høreapparater, vil du opleve, at visse lyde er nye for dig, specielt, hvis du ikke har brugt høreapparater før. Det er nu, du skal eksperimentere med at lytte til disse nye eller glemte lyde.

1. I ro og mag derhjemme

Prøv at vænne dig til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du er vant til. Du vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du vil med tiden vænne dig til lydene omkring dig - hvis ikke, skal du tage kontakt til din høreapparattilpasser.

Hvis du bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du vil gradvist vænne dig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen.

2. Samtale med en enkelt person

Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så du tydeligt kan se den anden persons ansigtsudtryk. Du kan opleve nye talelyde, som kan virke generende til at begynde med. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil du dog opfatte tale tydeligere.

3. Lyt til radio eller fjernsyn

Lyt først til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre tv-programmer.


Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre fjernsynet eller radio, kan din høreapparat-tilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør.

4. Samtale i en gruppe

En samtale med mange mennesker vil ofte indebære en større grad af baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere at høre, hvad der bliver sagt. I disse situationer skal du rette din opmærksomhed mod den person, du ønsker at lytte til. Hvis du går glip af et ord eller en sammenhæng, så bed om at få gentaget, hvad der blev sagt.

5. Brug af telefon

Hold telefonrøret en smule skråt på kinden for at få lyden til at gå direkte ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hyler og giver dig bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når du holder telefonrøret på denne måde, skal du huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen "i den anden ende" kan høre dig.



Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i telefonen, kan din høreapparat-tilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør.

6. Trådløst og mobiltelefoner

Dit høreapparat er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon.

Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i mobiltelefonen, kan din høreapparattilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør.

7. Brug dine høreapparater hele dagen

Det bedste, du kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve dig i at lytte med høreapparaterne, indtil du uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får du ikke det fulde udbytte af din hørelse, hvis du kun bruger høreapparaterne en gang imellem.

Høreapparaterne giver dig ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre for dig, er at hjælpe dig til at bruge den hørelse, du har, bedre. Hvis du har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge.

Almindelige problemer og løsningsforslag			
Problem	Mulig årsag	Løsning	
Ingen lyd	Batteriet er brugt op	Udskift batteriet	s. 13 & 14
	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen eller skift tippet	s. 24
		Udskift WaxStop-filteret og/eller tip	s. 25 & 27
Svigtende eller svagere lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør øreproppen eller skift tippet	s. 24
	Fugt	Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud	s. 29
	Batteriet er brugt op	Udskift batteriet	s. 13 & 14
Pivende støj	Høreapparatet sidder ikke korrekt i øret	Prøv at sætte høreapparatet i igen	s. 17
	Ørevoks i øregangen	Konsultér din ørelæge	

Hvis ovenstående løsningsforslag ikke løser problemet, bør du kontakte din høreklinik.

Trådløst tilbehør

ConnectLine

En række tilbehør kan tilsluttes trådløst til dine høreapparater, så du kan få endnu mere ud af dem. Via tilbehør i ConnectLine-serien kan du tilslutte høreapparaterne til en række medier og lydkilder. Du kan dermed få lyden fra fjernsynet, telefoner, musikafspiller, computer eller ekstern mikrofon sendt trådløst direkte til dine høreapparater.

Kontakt din høreklub for mere information om ConnectLine-systemet eller klik ind på www.oticon.dk.

International garanti

Oticons høreapparater har en begrænset produktgaranti omfattende materiale- og produktionsfejl i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger, voksfiltre osv.

Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af autoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne.

Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Se den aktuelle garantiperiode på garantibeviset.

Service

Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:
Oticon A/S
Tilstedvej 73 • 7700 Thisted
Telefon: 39 17 71 00 eller 39 13 89 15

Oticon Garantibevis

Brugerens navn:

Høreapparattilpasser:

Klinikkens adresse:

Klinikkens tlf. nr.:

Leveringsdato:

Garantiperiode:

Måned:

Model venstre:

Serienr.:

Model højre:

Serienr.:

Batteristørrelse: 10

Mobiltelefoner

Nogle høreapparatbrugere har rapporteret, at der er en summende lyd i høreapparaterne, når de bruges sammen med mobiltelefonen. Dette indikerer, at mobiltelefonen og høreapparaterne eventuelt ikke er kompatible.

I henhold til ANSI C63 19 standard (ANSI C63.19-2006 American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Instruments) kan kompatibiliteten af et specifikt høreapparat og mobiltelefon forudsiges ved at summere ratingen for høreapparatets immunitet og ratingen for mobiletelefonens emissioner. Fx ville resultatet for et høreapparat med rating 2 (M2/T2) og en mobiltelefon med rating 3 (M3/T3) give en kombineret rating på 5. Alle kombinerede ratings på mindst 5 vil give "normal brug". En kombineret rating på 6 eller højere indikerer "fremragende ydelse".

Immuniteten for dette høreapparat er minimum M2. Målingerne på udstyret, kategorier og systemklassifikationer er baseret på den bedste information, der er tilgængelig, men det kan ikke garanteres, at alle brugere bliver tilfredse.

VIGTIGT!

Høreapparaterne fungerer forskelligt med forskellige mobiltelefoner. Det er derfor vigtigt, at du tester høreapparaterne sammen med din egen mobiltelefon, eller afprøver høreapparaterne, inden du køber en ny telefon.

Teknisk information

Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer med 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

Høreapparatet indeholder et modul med mærkningen:

FCC ID: U28FURIT04

IC: I350B-FURIT04

Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada.

Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser:

1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens.
2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket brug

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan annullere brugerens rettigheder til at bruge dette apparat.

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelses-erklæring fås hos:

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
www.oticon.dk

CE 0543 0682



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



NI 175

Oversigt over indstillinger i dine høreapparater

Høreapparat				
Venstre		Volumenkontrol-indikatorer	Højre	
<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra	Bip ved min/maks. volumen	<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra
<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra	Klik ved volumenshift	<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra
<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra	Bip ved foretrukken volumen	<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra
Batteri-indikatorer				
<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra	Advarsel ved lavt strømniveau	<input type="checkbox"/> til	<input type="checkbox"/> fra

115081DK/06.11

Du kan skifte mellem programmerne og justere lydstyrken, når du bruger ConnectLine Streamer.

Program nr.	Programbeskrivelse
1	
2	
3	
4	

115081DK/06.11

People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt



0000115081000001

oticon
PEOPLE FIRST