


**Alta | Nera | Ria**

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS



Brugsanvisning

**oticon**  
PEOPLE FIRST



## Modeloversigt

Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Oticon Alta Pro | <input type="checkbox"/> Oticon Nera Pro | <input type="checkbox"/> Oticon Ria Pro |
| <input type="checkbox"/> Oticon Alta     | <input type="checkbox"/> Oticon Nera     | <input type="checkbox"/> Oticon Ria     |
| <input type="checkbox"/> IIC             | Invisible-In-the-Canal                   |   |
| <input type="checkbox"/> CIC             | Completely-In-the-Canal                  |   |
| <input type="checkbox"/> MIC             | Mostly-In-the-Canal                      |   |
| <input type="checkbox"/> ITC             | In-the-Canal                             |   |
| <input type="checkbox"/> HS              | Half-Shell                               |   |
| <input type="checkbox"/> FS              | Full Shell                               |   |

## Introduktion

Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv **afsnittet om advarsler**. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Din hørespecialist har indstillet dine høreapparater til at imødekomme dine behov. Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål.

| **Om** | Opstart | Håndtering | Optioner | Advarsler | Øvrigt |

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

## Retningslinjer for brug

Hensigten med dit høreapparat er at forstærke og sende lyd direkte til øret og dermed kompensere for dit høretab. Dit høreapparat er egnet til mildt til kraftigt høretab. Denne type høreapparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn < 36 måneder.

### **VIGTIGT**

Din hørespecialist har indstillet høreapparaternes forstærkning, så den er optimeret til din personlige høreprofil.

# Indholdsfortegnelse

## Om

Find din høreapparatmodel	8
Batteristørrelse 10 (CIC vist)	10
Batteristørrelse 312 (ITC vist)	12
Batteristørrelse 13 (FS vist)	14
Sådan identificeres venstre og højre høreapparat	16
Batteri	17

## Opstart

Tænd og sluk	18
Hvornår skal et batteri udskiftes?	19
Udskiftning af batteri	20

## Håndtering

Vedligeholdelse	22
Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring	24
Udskiftning af filter	26
Udskiftning af ProWax-filter (alle høreapparater)	27
Udskiftning af T-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 10)	28

Udskiftning af O-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 312 og 13)	29
Isæt høreapparatet	30
Fjern høreapparatet	31

## **Optioner**

Ekstra funktioner og tilbehør	32
Mute høreapparaterne	33
Programskift	34
Volumenkontrol med trykknop	36
Volumenkontrol med hjul	37
Trådløst tilbehør	40
Andre muligheder	41

## **Advarsler**

Advarsler	42
-----------	----

## **Øvrigt**

Problemer og løsningsforslag	48
Forhold	50
Garantibevis	51
International garanti	52
Tekniske oplysninger	53

## Find din høreapparatmodel

ITE-apparater fås i flere modeller og størrelser. Find din model. Det vil gøre det nemmere for dig at navigere gennem denne brugsanvisning.



**Batteristørrelse 10**  
(IIC, CIC, MIC, ITC,  
HS)




IIC vist

**Batteristørrelse 312**  
(ITC, HS, FS)



ITC vist

**Batteristørrelse 13**  
(ITC, HS, FS)




HS vist


Alle modeller findes i forskellige udgaver og med forskellige funktioner.

## Batteristørrelse 10 (CIC vist)

Hvad det er:




## Hvad det bruges til:




Delene kan sidde anderledes på dine høreapparater.

## Batteristørrelse 312 (ITC vist)

Hvad det er:




## Hvad det bruges til:




Komponenterne kan sidde anderledes på dine høreapparater.

## Batteristørrelse 13 (FS vist)

Hvad det er:



## Hvad det bruges til:



Komponenterne kan sidde anderledes på dine høreapparater.

## Sådan identificeres venstre og højre høreapparat

Det er vigtigt at skelne mellem venstre og højre høreapparat, da de er støbt til dine ører og kan være programmeret forskelligt.




En **BLÅ** skal, tekst eller prik identificerer det **VENSTRE** høreapparat.

En **RØD** skal, tekst eller prik identificerer det **HØJRE** høreapparat.



## Batteri

Dit høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for apparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Se hvordan i afsnittet "Udskiftning af batteriet".



## Tænd og sluk

Batteriskuffen bruges også til at tænde og slukke høreapparatet. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

### Tænd

Luk batteriskuffen med batteriet isat.



### Sluk

Åbn batteriskuffen.



## Hvornår skal et batteri udskiftes?

Når det er tid til at udskifte batteriet, vil du høre to bip gentaget med mellemrum, indtil batteriet løber ud.



**To bip**

= Batteriet er ved at løbe tør.



**Fire bip**

= Batteriet er løbet tør.

### Tip til vedligeholdelse af batteriet

Medbring altid ekstra batterier, og hav en fast rutine for udskiftning af batterier for at sikre, at høreapparaterne altid fungerer.


# Udskiftning af batteri

## 1. Tag det ud



Åbn batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

## 2. Fjern klistermærket



Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.

Tip:  
Vent i 2 minutter, så batteriet kan få luft. Dette sikrer, at det fungerer optimalt.

## 3. Isæt




Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at + siden på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen.

#### 4. Luk



Luk batteriskuffen.  
Høreapparatet spiller en jingle.  
Hold høreapparatet tæt til øret  
for at høre jinglen.

#### Tip



Multiværktøjet kan bruges til  
at udskifte batteriet. Brug den  
magnetiske spids til at fjerne  
og isætte batteriet.


Kontakt din hørespecialist for  
mere information.

## Vedligeholdelse


Når du rengør høreapparatet, skal du holde dem over en blød overflade, så de ikke går i stykker, hvis du skulle tabe dem.

### Rengøring af høreapparatet

Børst omhyggeligt snavs væk fra mikrofonåbningerne med en ren børste. Børst forsigtigt overfladen.



Rengør ventilationen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje den en anelse.




### **VIGTIGT**

Brug en blød, tør klud til at rengøre høreapparaterne.  
De må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

## Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring

Multiværktøjet indeholder en magnet, der gør det lettere at udskifte batteriet i høreapparatet. Det indeholder også en børste og en renseslyng til at fjerne ørevoks. Kontakt din hørespecialist, hvis du har brug for et nyt multiværktøj.




### VIGTIGT

Multiværktøjet har en indbygget magnet. Hold magneten på 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme.



Hvis ventilationen er meget lille, kan det være nødvendigt at bruge et særligt værktøj. Bed din hørespecialist om yderligere information.



## Udskiftning af filter

Hvis du oplever forringet lyd kvalitet, er det tid til at udskifte filterne.

Der henvises til de følgende sider for instruktioner om, hvordan du udskifter filterne.


### **VIGTIGT**

Brug altid den samme type voksfilter som det, der oprindeligt blev leveret med høreapparatet.

Spørg din hørespecialist, hvis du er i tvivl om, hvilket voksfilter du skal anvende, eller hvordan det udskiftes.


## □ Udskiftning af ProWax-filter (alle høreapparater)

### 1. Værktøj




Fjern værktøjet fra skallen. Værktøjet har to "fingre", én til at fjerne ProWax-filteret med og én til at isætte det nye.

### 2. Tag det ud



Sæt den tomme "finger" i ProWax-filteret på høreapparatet og træk det ud.


### 3. Isæt



Isæt det nye ProWax-filter med den anden "finger". Fjern værktøjet og kassér det.


## □ Udskiftning af T-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 10)

### 1. Værktøj




Fjern værktøjet fra emballagen. Værktøjet har to ender, én tom til at fjerne T-Cap-filteret med og én med det nye filter.

### 2. Tag det ud



Skub værktøjets gaffel ind under kanten på det brugte T-Cap-filter og løft det ud.

### 3. Isæt




Isæt det nye T-Cap-filter og fjern værktøjet ved at dreje det let. Kassér værktøjet efter brug.

## □ Udskiftning af O-Cap-filter


(høreapparater med batteristørrelse 312 og 13)

### 1. Værktøj




Fjern værktøjet fra emballagen. Værktøjet har to ender, én tom til at fjerne O-Cap-filteret med og én med det nye filter.

### 2. Tag det ud



Skub den spidse ende af værktøjet ind i det eksisterende O-Cap-filter og træk det ud.

### 3. Isæt



Isæt det nye O-Cap-filter med den anden ende af værktøjet, fjern værktøjet og kassér det.


# Isæt høreapparatet

## Trin 1



Hold høreapparatet så den farvede prik vender opad. Anbring spidsen af høreapparatet i øregangen.

## Trin 2



Træk forsigtigt i øret og skub høreapparatet ind i øregangen, mens det evt. drejes lidt.

## Fjern høreapparatet

Grib fat i høreapparatets udtrækssnor (hvis den findes).  
Træk apparatet forsigtigt ud af øregangen.

Hvis dit høreapparat ikke har en udtrækssnor, kan du fjerne det ved at trække i høreapparatets kant.

### **VIGTIGT**

Batteriskuffen må IKKE anvendes som et greb, når høreapparatet isættes eller fjernes. Det er den ikke beregnet til.

## Ekstra funktioner og tilbehør

Funktioner og tilbehør beskrevet på de følgende sider er optioner. Kontakt din hørespecialist for at få at vide, hvordan dine høreapparater er programmeret, og hvilke tilbehør, du kan bruge.

Hvis du oplever vanskelige lyttesituationer, kan særlige programmer måske hjælpe. Din hørespecialist kan programmere dem.

*Skriv de lyttesituationer ned, hvor du eventuelt har brug for særlig hjælp.*

---


---

---



## Mute høreapparaterne

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparaterne på.




- Tryk længe på trykknappen for at mute høreapparatet. For at aktivere høreapparatet igen, tryk kort på knappen.

### **VIGTIGT**

Brug ikke mute-funktionen til at slukke høreapparatet, da det i denne tilstand stadig bruger batteriet.

## □ Programskift

Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer.  
Din hørespecialist kan programmere dem.







Tryk på knappen for at skifte program.  
Tryk kort, hvis trykknappen kun bruges til at skifte program og tryk længe, hvis den også bruges til at ændre lydstyrken.

Bemærk, at hvis du har to koordinerede høreapparater, (begge apparater reagerer, når en af trykknapperne anvendes) skifter det HØJRE apparat fremad fra fx program 1 til 2 og det VENSTRE apparat tilbage fra fx program 4 til 3.

Hvis dine høreapparater betjenes individuelt, skal du trykke på knappen på det pågældende apparat.


## Udfyldes af hørespecialisten

Program (+)	Lyd du vil høre, når høreapparatet er aktiveret	Programmet bruges i disse situationer:
1	 "1 bip"	
2	 "2 bip"	
3	 "3 bip"	
4	 "4 bip"	

Programskift:	
<input type="checkbox"/> Individuelt	<input type="checkbox"/> Koordineret
<input type="checkbox"/> VENSTRE	<input type="checkbox"/> HØJRE
<input type="checkbox"/> Kort tryk	<input type="checkbox"/> Langt tryk

## **Volumenkontrol med trykknop**

Lyden justeres med trykknappen. Man kan evt. høre et klik, når der skrues op eller ned for lyden.



Der skrues op med et kort tryk på det HØJRE apparat.

Der skrues ned med et kort tryk på det VENSTRE apparat.



2 bip høres ved høreapparatets startniveau.

### **Udfyldes af hørespecialisten**



Justér lydstyrke

VENSTRE

HØJRE

## □ **Volumenkontrol med hjul**

Lyden justeres med hjulet. Man kan evt. høre et klik, når der skrues op eller ned for lyden.




## Hurtig reset (nulstilling)

Hvis du ønsker at vende tilbage til høreapparatets startniveau, som er programmeret af din hørespecialist, skal du blot åbne og derefter lukke batteriskuffen.

Åbn



Luk





## Trådløst tilbehør

Som en forbedring af dit trådløse høreapparat findes en bred vifte af trådløst tilbehør.

### **ConnectLine**

ConnectLine er en familie af produkter, der giver dig mulighed for at modtage lyden fra tv, telefoner, musikafspillere, computere eller en ekstern mikrofon trådløst via dit høreapparat.

### **Fjernbetjening**

Fjernbetjeningen gør det muligt at skifte program eller justere lydstyrken i dit høreapparat.

Kontakt din hørespecialist for mere information om trådløst tilbehør eller læs mere på [www.oticon.dk](http://www.oticon.dk)



## Andre muligheder



### **Telespole**

hjælper dig med at høre bedre, når du bruger en telefon med en indbygget telespole, eller når du er i bygninger med teleslyngesystemer såsom teatre, kirker eller auditorier. Dette symbol eller et lignende er vist, når stedet har installeret et teleslyngesystem.



### **Autotelefon**

Dette er et program, der automatisk vil blive aktiveret, når din telefon har en indbygget telespole (se ovenfor). Der skal være en særlig magnet på din telefon ved siden af lydudgangen.

Kontakt din hørespecialist for mere information.

## **Advarsler**

Du bør læse følgende generelle advarsler, før du bruger dit høreapparat for at sikre din personlige sikkerhed og korrekt brug.

Bemærk, at et høreapparat ikke gendanner normal hørelse og ikke kan forhindre eller forbedre en hørenedsættelse, der er et resultat af fysiologiske omstændigheder. Herudover skal det bemærkes at periodisk brug af et høreapparat ikke giver brugeren mulighed for at opnå den fulde fordel af det.

Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med dit høreapparat.

### **Brug af høreapparatet**

- Dit høreapparat må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din hørespecialist. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.
- Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt dem.

## **Risiko for kvælning og risiko for at sluge batterier**

- Høreapparater, deres komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.
- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du indtager piller.
- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales til babyer, mindre børn og mentalt handicappede.

- Høreapparater til børn under 36 måneder skal altid have en børnesikret batteriskuffe. Dette fås til høreapparaterne BTE, miniBTE, RITE og miniRITE.

*Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.*

## **Brug af batterier**

- Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

## Advarsler

### Funktionsfejl

- Bemærk, at høreapparatet kan holde op med at fungere uden varsel. Husk på dette i situationer, hvor du er afhængig af advarselslyde (fx i trafikken). Høreapparatet kan ophøre med at fungere, fx hvis batteriet er brugt op, eller hvis det er tilstoppet af fugt eller ørevoks.

### Aktive implantater

- Der bør udvises forsigtighed med aktive implantater. Generelt bør samme retningslinjer, som anbefales af producenter af icd-enheder og pacemakere vedrørende brugen af mobiltelefoner, følges.
- Autotelefonmagneten og dit multiværktøj (der har en indbygget magnet) skal være mindst 30 cm fra implantatet, og må fx ikke bæres i brystlommen.
- Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger.

## **Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi**

- Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation, da høreapparatet kan tage skade af kraftig stråling.

## **Varme og kemikalier**

- Dit høreapparat må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.
- Dit høreapparat må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.
- Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dit høreapparat. Tag altid høreapparatet af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager høreapparatet på igen.

## **Advarsler**

### **Power-apparater**

- Særlig forsigtighed bør udvises ved valg, tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 dB SPL (IEC 711), da der kan være risiko for at skade brugerens resterende hørelse.

*For information om dit høreapparat er et power-apparat, se sidste side i denne brugsanvisning.*

### **Mulige bivirkninger**

- Høreapparat, ørepropper eller tipper kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks.
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparatet, som ellers ikke er allergene, irritere huden.

*Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.*

## **Interferens**

- Dit høreapparat er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan interferens med dit høreapparat og andre enheder forekomme (fx i forbindelse med nogle mobiltelefoner, walkie talkie-systemer og butiksalarmsystemer). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

## **Tilslutning til eksternt udstyr**

- Sikkerheden ved brug af høreapparatet tilsluttet eksternt udstyr (via aux-inputkabel, usb-kabel eller direkte), bestemmes af den eksterne udstyr. Når inputkablet er tilsluttet udstyr, der er tilsluttet et stik i væggen, skal dette udstyr opfylde kravene i IEC-60065, IEC-60950 eller tilsvarende sikkerhedsstandarder.

## Problemer og løsningsforslag

Problem	Mulig årsag
Ingen lyd	Opbrugt batteri
	Tilstoppet lydudgang
	Tilstoppet mikrofonindgang
Uregelmæssig eller nedsat lyd	Tilstoppet lydudgang
	Fugt
	Opbrugt batteri
Hylende støj	Høreapparatet sidder ikke korrekt i øret
	Ørevoks i øregangen

Kontakt din hørespecialist, hvis ingen af ovennævnte løsninger løser problemet.



## Løsningsforslag

Udskift batteriet.

Rengør lydudgangen eller udskift ProWax-filteret.

Rengør mikrofonåbningen eller udskift filteret (T-Cap eller O-Cap).

Rengør lydudgangen eller udskift ProWax-filteret.

Tør batteriet og høreapparatet med en tør klud.

Udskift batteriet.

Prøv at sætte høreapparatet i igen.

Kontakt din ørelæge.

## Forhold

<b>Driftsforhold</b>	Temperatur: +1° C til +40° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
<b>Opbevarings- og transportforhold</b>	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de følgende grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring:  Temperatur: -25° C til +60° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende.

# Garantibevis

Brugerens navn: \_\_\_\_\_

Høreklub/hørespecialist: \_\_\_\_\_

Klinikkens adresse: \_\_\_\_\_

Klinikkens tlf. nr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

Garantiperiode: \_\_\_\_\_ Måned: \_\_\_\_\_

Model venstre: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

Model højre: \_\_\_\_\_ Serienr.: \_\_\_\_\_

Batteristørrelse: \_\_\_\_\_

## International garanti

Dine høreapparater har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve høreapparatet, men ikke tilbehør såsom batterier, slanger, voksfilter osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredje-part, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have

udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

### Service

Tag kontakt til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

#### Oticons servicecenter:

Oticon A/S  
Tilstedvej 73  
7700 Thisted

## Tekniske oplysninger

Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er  $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10m}$ .

Høreapparatet opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

IIC, CIC & MIC trådløse apparater  
indeholder et modul med:

FCC ID: U28FU2CICWL  
IC: 1350B-FU2CICWL

ITC, HS & FS trådløse apparater  
indeholder et modul med:

FCC ID: U28FU2ITE  
IC: 1350B-FU2ITE

Apparatet opfylder afsnit 15 i FCC-  
reglerne og Industry Canadas  
licensfritagede RSS'er.

Brug af apparatet er underlagt  
følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage  
skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al  
modtaget interferens, heriblandt  
interferens, der kan forårsage  
uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af  
apparatet, som ikke udtrykkeligt  
er godkendt af producenten, kan  
medføre, at garantien bortfalder.

Det Klasse B digitale apparat opfylder kravene i Canadian ICES-003.

Bemærk: Denne enhed er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Denne enhed genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis denne enhed forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke

enheden, opfordres brugeren til at forsøge at udbedre forholdene med en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Stil udstyret og modtageren længere fra hinanden.
- Tilslut udstyret til et andet udtag tilhørende en anden kreds, end det modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 1999/5/EC.

Overensstemmelseserklæring fås hos:



Fremstillet af:  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)

CE 0543



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.





**Power-apparat**  Ja  Nej

**Oversigt over indstillinger i dine høreapparater**

**Venstre**

**Højre**

Ja  Nej

Volumenkontrol

Ja  Nej

Ja  Nej

Programskift

Ja  Nej

Ja  Nej

Mute

Ja  Nej

**Volumenkontrol-indikatorer**

Til  Fra

Bip ved min/maks. lydstyrke

Til  Fra

Til  Fra

Klik ved ændring af lydstyrke

Til  Fra

Til  Fra

Bip ved foretrukken lydstyrke

Til  Fra

**Batteri-indikatorer**

Til  Fra

Advarsel ved lavt strømniveau

Til  Fra



**oticon**  
PEOPLE FIRST

151997DK / 2017.03.27