

OTICON | **Opn**

Høreapparatet, **som**
åbner op for din verden



oticon
PEOPLE FIRST

Deltag igen i situationer, du plejer at undgå



Er det anstrengende at følge med i samtalen?

Kender du følelsen? Du sidder ved middagsbordet og kæmper for at følge med i samtalen. Du kan måske høre personen, som sidder over for dig eller ved siden af dig. Men, når nogen, der sidder lidt længere væk, siger noget, kan du ikke fange det. Samtalen går videre, og du er sat af.

Årsagen er enkel. Dit høretab medfører, at din hjerne får færre lyde at arbejde med. For at få disse lyde til at give mening, kæmper din hjerne for at få fyldt hullerne ud. Det gælder særligt i situationer, hvor lydene kommer fra forskellige retninger, og hvor mange taler samtidig.




OpenSound Navigator™

Hør bedre og husk mere med mindre anstrengelse.

Det kan gøre, at du måske undgår familiemiddage eller undlader at besøge venner.

Få fornøjelsen af bedre taleforståelse

Med Oticon Opn™ er det bevist, at du får bedre taleforståelse i omgivelser med støj, samtidig med, at du anstreger dig mindre, så du kan deltage i samtaler uden at blive sat af. Faktisk er du nu i stand til at være socialt aktiv i de samme situationer, som en person med normal hørelse.*



*Et spændende studie viser, at OpenSound Navigator, den banebrydende egenskab i Oticon Opn, forbedrer taleforståelsen fra 20 % til 75 % i omgivelser som fx en restaurant.***

** Lunner et al, Aging and Speech Communication Conference, 2017.*

*** Le Goff and Beck 2017, Oticon whitepaper*

Når du er åben for alt,
går du ikke glip af noget



Traditionel teknologi

Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre

Før Oticon Opn var den mest effektive måde at fjerne støj på kun at give dig mulighed for at fokusere på én lydkilde ad gangen - som fx tale foran dig - samtidigt med, at alle andre lyde blev dæmpet.

Men, baggrundsstøj indeholder ofte vigtige taledetaljer. Når hjernen ikke får disse, bliver du træt, og det bliver rigtig vanskeligt at følge med i samtalen.*

Ved at dæmpe lyden omkring dig - både tale og støj - kan traditionelle høreapparater give dig en unaturlig lytteoplevelse.

* Hornsby et al, 2016

** Le Goff et al, 2016



Ny teknologi

Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med

Nu, med den nye teknologi i Oticon Opn, kan du opleve fordelene ved et høreapparat, som åbner op for din verden. så du kan lytte til mere end én person, der taler samtidig. Det avancerede støjreduktionssystem sørger samtidig for, at det er mindre anstrengende for dig at lytte.

Oticon Opn giver din hjerne adgang til relevante lyde omkring dig, så det er dig og ikke dine høreapparater, som bestemmer, hvilke lyde, du ønsker at fokusere på.

Resultatet er, at du bedre kan forstå tale med mindre anstrengelse. Det betyder også, at du bliver bedre til at lagre og genkalde information og at du vil opleve, at du kan huske mere af det, folk har fortalt dig. Det gør, at du kan deltage i samtaler - selv i komplekse lyttesituationer, fx en familiemiddag.**

Åbn op for en ny type høreapparat

Oticon Opn er virkelig et høreapparat, som ændrer livet for mennesker i alle aldre.

I de tilbagemeldinger, vi får, siger 96 %, at de hører bedre med Oticon Opn, og 81 % siger, at de ikke kun hører bedre, men at de bruger mindre energi på at lytte.*


Her er, hvad nogle af de mange brugere siger om Oticon Opn.




96 %
af brugerne siger,
at de hører bedre
med Oticon Opn

* Beck D.L., Porath M., Consumer Responses to the Oticon Opn Hearing Aid. Hearing Review. 2017;24(1):26.

Amanda



Thomas



Shannon



Robert



“

Mine Oticon Opn lyder meget mere klart, så det føles som om, jeg har et par helt nye ører på.”

Amanda, Oticon Opn-bruger

“

Jeg synes, at Oticon Opn hjælper mig, så jeg bedre kan følge med i samtaler, hvor der er støj.”

Thomas, Oticon Opn-bruger

“

Jeg kan rent faktisk deltage i samtalen. Jeg er endelig med til festen!”

Shannon, Oticon Opn-bruger

“

Jeg kan høre alle samtaler samtidig, og jeg forstår det hele. Jeg kan ikke fortælle dig, hvor fænomenalt, det er.”

Robert, Oticon Opn-bruger



Hurtig nok til at støtte hjernen

Du hører ikke med ørerne, du hører med hjernen. Det er derfor, du har brug for høreapparater, som er hurtige nok til holde trit med hjernen.

BrainHearing™-teknologien i Oticon Opn scanner omgivelserne 100 gange pr. sekund og giver dig adgang til lydene omkring dig - hele vejen rundt. På denne måde støttes din hjernes naturlige måde at få lydene til at give mening på.

Oticon Opn giver dig beviste BrainHearing-fordele:

- Gør det mindre anstrengende for dig at lytte*
- Hjælper dig med at huske mere af det, der bliver sagt*
- Giver dig bedre taleforståelse*
- Forbedrer din evne til at følge med i en samtale, hvor der er flere, der taler**



Oplever du **generende lyde**, som kun du kan høre?



Tinnitus kan være mange ting

Mange mennesker, der har et høretab, har også tinnitus. Tinnitus kan opleves på mange måder, fx en generende summende, brummende eller fløjtende lyd. Selv om der ikke findes en kur, behøver det ikke forhindre dig i at nyde livet.

Tag kontrollen over din tinnitus med Oticon Opn

Lydgeneratoren Tinnitus SoundSupport™, som er integreret i Oticon Opn kan hjælpe dig til at tage kontrollen over din tinnitus ved hjælp af en række lindrende lyde. Det kan være hvid støj eller lyden af bølger.


Med Oticon ON App kan du tilpasse lydene, så de giver den lindring, du har brug for. Du har desuden mulighed for trådløst at streame andre tinnituslindrende lyde, fx din yndlingsmusik, lyd-bøger, podcasts eller selv et afslapningsprogram.

* Le Goff et al, 2016

** Le Goff og Beck 2017, Oticon whitepaper

Tilslut din telefon og andre enheder

Stream musik trådløst, foretag håndfrie telefonsamtaler og meget mere.



Oticon Opn er mere end et høreapparat - det er en lille teknologisk enhed, som gør det nemmere for dig at få forbindelse til dine yndlingsenheder.



Håndfrie telefonsamtaler med enhver smartphone

Med ConnectClip er det nemt at foretage håndfrie telefonsamtaler med en iPhone®, en Android™ telefon eller enhver anden nyere smartphone.

ConnectClip sender lyden direkte til dine høreapparater, og den indbyggede mikrofon sørger for, at den du taler med, hører din stemme klart og tydeligt.



Musik i stereo i høj lyd kvalitet

Dine høreapparater bliver et førsteklasses trådløst headset, så du kan streame musik direkte fra en iPhone®, iPad® eller iPod touch®. Med andre nyere smartphones eller enheder med Bluetooth® kan du streame lyd via en ConnectClip.



Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.



Stream lyden fra dit tv

Du får lyden fra dit tv direkte i høreapparaterne, når du bruger en Oticon TV Adapter.



Nem betjening med Oticon ON App

Appen Oticon ON fås til både iPhone og Android. Du kan diskret betjene dine høreapparater og justere lydstyrken eller skifte program med et enkelt tryk. Appen har også funktionen "find mit høreapparat", hvis du skulle miste det.

IFTTT Få forbindelse til Internet of Things

Oticon Opn er det første høreapparat i verden med forbindelse til internettet. På IFTTT.com kan du nemt oprette dine egne forbindelser. Dine høreapparater kan give dig besked, når du får en sms, når batteriet er ved at løbet tør, eller hvis det ringer på døren.

Læs mere om kompatibilitet på www.oticon.dk/connectivity

ConnectClip

Et diskret tilbehør med mikrofon, som sluttes trådløst til Oticon Opn, så du kan:

- foretage håndfrie samtaler
- streame musik, videolyd m.m.
- bruge den som partnern mikrofon
- bruge den som fjernbetjening



Genopladet over natten,
power til hele dagen



Fungerer også med
almindelige batterier

Oticon Opn som genopladelig løsning*

Oticon Opn miniRITE fås også med genopladelige batterier. Sæt høreapparaterne i laderen natten over, så kan du bare tage af sted om morgenen. Det er nemt, praktisk og nemt at bruge. Du skåner også miljøet for et stort antal almindelige batterier hvert år.

Glemte du at lade dem op? Ikke noget problem!

De genopladelige batterier til Oticon Opn kan udskiftes med almindelige høreapparatbatterier, hvis du får brug for det.

* Denne løsning kan tilkøbes. Spørg din hørespecialist.

Eksempler på batterilevetid

18 - 19.5 timer	16 - 17 timer	15 - 16 timer
Ingen streaming	90 min. iPhone- streaming	4 timers tv- og 1 times iPhone- streaming

Daglig brug afhængig af høretab og livsstil.



Hvilken farve og model foretrækker du?

Oticon Opn kan sidde usynligt i eller diskret bag ørerne

Kontakt din høreklinik i dag for en uforpligtende samtale om, hvad Oticon Opn kan betyde for dig eller læs mere på oticon.dk/opn

Bag øret

- **miniRITE** er den mindste og mest diskrete model
- **miniRITE-T** har telespole, så du kan bruge teleslyngesystemer på offentlige steder
- **BTE13 PP** er en større model, som er nemmere at betjene med en større trykknop og LED-lys



BTE13 PP

miniRITE-T

miniRITE

Når du har valgt den model, der passer dig, kan du vælge en farve, som passer til din hud- eller hårfarve.



I øret

Fem "i-øret"-modeller, som matcher dine behov og præferencer

- Den usynlige IIC* sidder gemt dybt inde i øregangen
- De fås i fem farver, så de matcher din hudfarve

Det usynlige
høreapparat med
lyd hele vejen rundt
- alle **360°**.



ITE FS

ITE HS

ITC




CIC

IIC

* Usynligt i øret på 8 ud af 10 personer.

Effekt og de tilgængelige egenskaber varierer efter høreapparatmodel og tilpasning. Kontakt din hørespecialist for at finde den model, som bedst opfylder dine behov.

Din hørespecialist:



www.oticon.dk

oticon
PEOPLE FIRST