

Oticon RemoteCare kandidatscoringskort

1.	Alder	≥ 18	< 18	
2.	Har brugeren en aktiv e-mailadresse?	Ja	Nej	
3.	Har brugeren Oticon høreapparater?	Ja	Nej	
	Hvis svaret er ja, hvilke Oticon høreapparater har brugeren?	Oticon høreapparater med Bluetooth® Low Energy-teknologi* *Oticon Opn kræver firmware 6.0 eller senere	Oticon høreapparater uden Bluetooth Low Energy-teknologi	
4.	Er brugerens internetforbindelse stabil i situationer, hvor han/hun bruger tjenester som Netflix, FaceTime, Skype osv.? Båndbredden skal som minimum være 1/1 Mbit/sek.	Ja	Nej	Ved ikke
5.	Har brugeren en kompatibel enhed? iPad®, iPhone® med iOS 13 eller senere. Anførte Android™-enheder med OS 8.0 eller senere. Du kan se, om en specifik enhed er kompatibel på: www.oticon.dk/compatibility	Ja	Nej	
6.	Har brugeren mulighed for at downloade apps?	Ja	Nej	
7.	Kan brugeren følgende på sin iPhone, iPad eller Android-enhed?			
	a. Bruge apps?	Ja	Nej	
	b. Modtage og sende e-mails?	Ja	Nej	
	c. Oprette forbindelse til wi-fi?	Ja	Nej	