

Gå efter det **bedste**



PREMIUM HØRETEKNOLOGI



Premium

Avanceret

Basis

Du får en helt ny oplevelse, som kan **forandre dit liv**



Når du læser dette, er du måske ved at opgradere dine høreapparater eller måske overvejer du at få høreapparater for første gang. Uanset om det er det ene eller andet, er du ved at forbedre din hørelse.

Et høretab er som alle andre sundhedsrelaterede problemer: Jo før det behandles, des bedre bliver resultatet.

Det er bevist, at ved at gøre noget ved sit høretab, forbedres livskvaliteten. Det betyder, at du ikke bare kommer til at *høre* bedre, det betyder også, at du *får* det bedre.

En god høreløsning er én, som giver dig klar taleforståelse, sikrer, at du ikke bliver ekstra træt sidst på dagen og som giver en lyd, som er naturlig for dig.

Mange mennesker beskriver, at deres første oplevelser med høreapparater har forandret deres liv.



Du **hører** med hjernen, ikke med ørerne

Dine ører opfanger lyde, og din hjerne oversætter disse lyde, så de giver mening. Du hører ikke med ørerne, du hører med hjernen. Når du har et høretab, mister du evnen til at opfange visse lyde. Dette gør, at din hjerne skal "udfylde hullerne" og gætte, hvad der bliver sagt.

**__end __endsen _avnede _in
_øde ___æferhund.**

Selv om din hjerne arbejder hårdt kan det være ekstremt svært og ikke mindst trættende at følge med og deltage i det, der foregår omkring dig.

Den nye BrainHearing™-teknologi kan hjælpe hjernen med at få lyde til at give bedre mening

Oticon høreapparater indeholder BrainHearing-teknologi, som støtter din hjerne, så lydene giver bedre mening med mindre anstrengelse. Det betyder for dig, at du nemmere kan følge med i samtaler med venner, familie og kollegaer.

Samarbejdet mellem ørerne, hjernen og høreapparaterne er altafgørende for Oticon.



Din **bedste** beslutning

Oticon Alta2 er førsteklasses høreapparater, der tilbyder flere muligheder for individualisering end nogensinde før.

Alta2 indeholder alle Oticons BrainHearing-teknologier: Speech Guard E, Spatial Sound, Free Focus og YouMatic. Disse arbejder sammen for at give dig den bedst mulige lyd kvalitet, samt så mange lyde og detaljer som muligt, specielt i tale. Soft Speech Booster i Alta2 hjælper dig til at kunne høre svage lyde og tale bedre.

Så uanset om du er i støjende omgivelser eller i stille omgivelser derhjemme, giver Alta2 dig det bedste udgangspunkt for at deltage i samtalen med mindst mulig anstrengelse.

Når du én gang har prøvet Alta2, vil du kunne høre, hvorfor vi anbefaler Alta2 til dem, der vil have det allerbedste.

Uovertruffen talegenkendelse

Speech Guard E i Alta2 beskytter klarheden og detaljerne i tale, så hjernen nemmere kan forstå, hvad der bliver sagt – selv i støjende omgivelser.

TALEBESKYTTELSE

Zoom ind på det, der er vigtigt

Med Free Focus zoomer dine Alta2 høreapparater ind på de lyde, du vil høre, uanset om du går en tur, deltager i et møde eller en social sammenkomst. Selv om du fokuserer på tale, vil du stadig kunne høre vigtige baggrundslyde, så du kan skifte fokus, hvis du får brug for det.

FOKUS

Hurtig lokalisering af lydkilder

Spatial Sound i Alta2 understøtter hjernens naturlige evne til at opfatte, hvor lydene kommer fra. Det hjælper dig til at vide, hvilke lyde, du skal fokusere på, så du eksempelvis kan gå sikkert over vejen.

LOKALISERING

Optimeret efter dine personlige præferencer

Almindelige høreapparater går ud fra, at samme indstilling passer til alle. Men der er ikke to personer, som ønsker at høre på samme måde. Det er fordi hjernen opfatter lyde forskelligt. YouMatic i Alta2 kan skræddersys til dine personlige lyttepræferencer for at give dig den bedste og mest naturlige lytteoplevelse.

INDIVIDUELT

Høretab, tinnitus og Ocean Sounds

Hvad har tinnitus med høretab at gøre?

Tinnitus og høretab er ofte til stede samtidig. Det anslås, at 90 % af dem, der lider af tinnitus, oplever en vis grad af høretab. Nogle mennesker med tinnitus tror, at deres problemer med at høre er forårsaget af tinnitus, men i virkeligheden kan det være på grund af et høretab. Høretabet er ofte forårsaget af beskadigede hårceller i det indre øre.

Høreapparater kan være en hjælp for mange mennesker, der har tinnitus. Jo bedre du hører, jo mindre lægger du mærke til din tinnitus. Med høreapparater har hjernen andre lyde at lytte til, og din tinnitus kommer mindre i fokus.

Ocean Sounds giver gode resultater

Traditionel lydterapi omfatter bredbåndsløyd som hvid og pink støj. Oticon udvider nu repertoire til også at omfatte Ocean Sounds.


Havets lyde er både varierende og beroligende. I tests giver disse lyde gode resultater i lindringen af tinnitus.¹

Har du tinnitus?

Alta2 Pro Ti høreapparater kan indstilles med særlige lytteprogrammer, fx med lyden af bølger, som vi kalder Ocean Sounds. Ved at lytte til forskellige typer lyd kan opmærksomheden fjernes fra din tinnitus, så den ikke skiller sig ud.

Din hørespecialist kan fortælle dig mere om, hvordan Alta2 Pro Ti kan lindre din tinnitus.

Scan QR-koden for at hente tinnitus-appen.



¹ Searchfield, G.D., Cameron, H., Irving, S., Kobayashi, K. (2009). Proceedings of Tinnitus Discovery: Asia-Pacific Tinnitus Symposium, The New Zealand Medical Journal, 116-124.

Henry, J.A., Rheinsburg, B., Zaugg, T. (2004). Journal of the American Academy of Audiology, 15: 585-598

Din Alta2-model



MiniRITE



RITE



MiniBTE (Hook)



MiniBTE (tyndslange)



BTE13 (Hook)



BTE13 (tyndslange)



BTE13 PP



designRITE*



CIC



ITC



ITE



Concha



IIC*

* designRITE og IIC fås kun i Alta2 Pro.

Egenskaber	Alta2 Pro	Alta2
Speech Guard E	•	•
YouMatic	Premium	Premium
Spatial Sound	•	-
Free Focus (direktionalitet)	Premium	Premium
Soft Speech Booster	•	•
Frekvensbåndbredde	10 kHz	10 kHz
Artificial Intelligence (kunstig intelligens)	Premium [+]	Premium [+]
Tinnitus SoundSupport™**	•	-
Vand- og støvafvisende (IP58)**	•	•

Tilslutningsmuligheder***

ConnectLine inkl. Streamer	•	•
DAI og FM	•	•
Telespole	•	•

* Gælder kun Ti-udgaver, som fås i BTE, RITE og miniRITE

** Gælder Alta2 RITE- og BTE-modeller.

IP58-godkendelse tildeles produkter, der stadig virker efter at have været nedsænket i vand i 2 timer i en dybde på op til 1 m.

*** Gælder ikke alle modeller.

Farver - BTE, RITE, miniRITE og designRITE

90 Chroma Beige	94 Terracotta	93 Chestnut Brown	44 Silver
91 Silver Grey	92 Steel Grey	63 Diamond Black	47 Cool Blue

Kun miniRITE

Ekstra farver - designRITE (ej Ti-modeller)

95 Vivid Lilac	66 Mother Of Pearl	73 Cabernet Red	68 Midnight Blue
69 Sunset Orange	99 Pale Lime		

Farver - ITE

01 Beige	02 Light Brown	03 Medium Brown	04 Dark Brown
05 Black			

Kun i IIC & CIC

ConnectLine

– den gode forbindelse

Med en Streamer Pro fungerer dine høreapparater som et trådløst headset, som du kan bruge sammen med de enheder, du har brug for, uden at gå på kompromis med lydkvaliteten.

Dette tilbehør gør det nemmere at bruge alt fra telefon til fjernsyn eller computer. Du kan fx lytte til fjernsynet på et niveau, som også passer resten af familien.

Fleksibel og kraftfuld

Du kan bruge tilbehør i ConnectLine-serien med en lang række enheder og systemer inkl. mp3-afspillere, teleslyngesystemer, mobil- og kontortelefoner. Diskret og nemt.

Din hørespecialist kan demonstrere dine muligheder med ConnectLine.

-  **Telefon***
-  **FM**
-  **Mobiltelefon**
-  **Teleslynge**
-  **Musik**
-  **Computer**
-  **Tv***
-  **Fjernbetjening**
-  **Mikrofon**

Oticon fjernbetjening 2.0

For **diskret og** nem betjening

Fjernbetjeningen kan bruges til at justere lydstyrken og skifte program i høreapparaterne for en mere behagelig lytteoplevelse. Det kan også være en god løsning, for dig, som har svært ved at betjene små knapper.



Fjernbetjeningen kan bruges sammen med alle trådløse høreapparater fra Oticon.

* Kræver en særlig adapter (tv og fastnettelefon)



Streamer Pro – kernen i ConnectLine

Streamer Pro er din vej til et bredt udvalg af forskellige elektroniske enheder, og stort set alle lyd-kilder kan sende via Streameren til dine høreapparater.

Streameren bæres rundt om halsen og har tre brugervenlige knapper til de vigtigste enheder: telefon, tv og mikrofon.

Streameren fungerer også som fjernbetjening til dine høreapparater, og den gør det nemt at skifte program eller justere lydstyrken.

Streamer Pro


Hvid
Sort




ConnectLine mikrofon



ConnectLine telefon-adapter



ConnectLine tv-adapter



People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

OPLEV hvordan Oticon Alta2 kan forandre din høreoplevelse med de mange **INDIVIDUELLE** muligheder.

Kontakt din lokale **høreklinikk**:

