

**Få mest muligt ud af dine  
Oticon høreapparater**



TILBEHØR



# Din optimale forbindelse

Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine får du en bedre forbindelse - til information, til underholdning og med mennesker.

## Hvad er ConnectLine?

ConnectLine er en række enheder, der kan give dig forbindelse til et bredt udvalg af kommunikations- og underholdningsenheder, der gør dine høreapparater til dit personlige trådløse headset.



Fjernbetjening



Mobil



TV



Mikrofon



Computer

Med ConnectLine bliver det nemmere at lytte og kommunikere. Det gælder telefonsamtaler, en-til-en-samtaler i støjende omgivelser, at se fjernsyn, at lytte til musik, videochatte og meget mere. Start med den enhed, du finder giver mest værdi i forhold til dine behov. Du kan altid tilføje flere enheder når som helst.

**Tal med din hørespecialist i dag om at prøve ConnectLine.**



Telefon



Musik



Minijack



Teleslynge



App

# Streamer Pro – kernen i ConnectLine

Streamer Pro er din adgang til et bredt udvalg af forskellige elektroniske enheder, og stort set alle lyd-kilder kan sende via Streameren til dine høreapparater.

Streameren bæres rundt om halsen og har tre brugervenlige knapper til de vigtigste enheder: telefon, tv og mikrofon.

Streameren fungerer også som fjernbetjening til dine høreapparater, og den gør det nemt at skifte program eller justere lydstyrken.


Streameren kan også bruges med Oticons ConnectLine App, hvor du nemt og diskret kan styre dine høreapparater og ConnectLine-systemet.



### **Streamer Pro:**

- ▶ Er nem at bruge
- ▶ Forbedrer kommunikationsmulighederne ved at gøre dine høreapparater til et headset
- ▶ Kan tilsluttes en lang række enheder - inklusiv mp3-afspillere, computere, osv
- ▶ Er et integreret system. Avancerede funktioner gør, at for eksempel et telefonopkald kan høres og besvares, mens man ser tv
- ▶ Fungerer som fjernbetjening til dine høreapparater
- ▶ Kan bruges med ConnectLine App.





# Nem kommunikation

## Fastnettelefon

Ikke mere løben efter telefonen. Ingen mistede opkald. Ingen bekymringer om feedback.

En ConnectLine telefon-adapter samarbejder med din fastnettelefon (analog/PSTN) og gør høreapparaterne til et trådløst headset, så du ikke behøver rejse dig for at tage telefonen. For at besvare et opkald skal du bare trykke på en knap på din Streamer Pro.

## Videochat

Videochat\* med familie og venner på tværs af landsdele og landegrænser!

ConnectLine tilbyder en simpel og nem vej til at tilslutte din Streamer Pro direkte til din computer, så lyden sendes direkte til dine høreapparater og giver tydelig og let online-samtale og lytning.

Tilslut din Streamer Pro direkte til computeren med et kabel eller vælg trådløs tilslutning, og så er du klar til at chatte!

\* Som Skype og FaceTime på computeren



## Nyd underholdningen

ConnectLine åbner for underholdningsmuligheder og kan tilsluttes til tv, radio, musik og meget mere.

### **At se fjernsyn**

Med ConnectLine kan du nyde lyden fra fjernsynet i høj kvalitet med ny frihed. Så slap af - hør sportsresultaterne, få nyhederne og gå aldrig glip af en pointe - enten alene eller sammen med din familie.

Du kan tydeligt høre fjernsynet, selvom lydstyrken holdes på et niveau, hele familien har glæde af. Dine høreapparater fungerer som dit personlige headset og din Streamer Pro som din personlige volumenkontrol.

ConnectLine tv-adapter sender lyden fra fjernsynet via Streamer Pro til dine høreapparater.





ConnectLine tv-adapter arbejder med analog såvel som digital stereolyd (PCM) og Dolby Digital® -lyd. Dette gør den kompatibel med en række forskellige fjernsyn og hjemmebiograf-systemer<sup>1)</sup>.

### **At lytte til musik og andre former for lyd**

Streamer Pro skaber en stabil, robust og problemfri forbindelse til en række populære underholdningsenheder fra mp3-afspillere til andre lyd-kilder som computere og lydbøger. Musik og lyd streames dermed direkte ind i dine høreapparater.

<sup>1)</sup> jf. specifikationerne for ConnectLine tv-adapter 2.0 ([www.oticon.dk/tv](http://www.oticon.dk/tv)) og manual/specifikation for dit tv for at sikre kompatibilitet.

Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



## Nyd at gå ud...

At høre de stemmer, du ønsker at høre, mens du er i det offentlige rum, kan være en udfordring – på gaden, i en restaurant eller når du er til en forelæsning.

Mere støj kræver ofte "ekstra hjælp". ConnectLine tilbyder en effektiv løsning, der gør disse situationer mindre udfordrende.

### **ConnectLine mikrofon**

Mikrofonen er en lille og trådløs enhed, der kan bæres af den person, du taler med. Dette hjælper dig med at forstå bedre i situationer, hvor din ledsager er langt væk, hvor omgivelserne kan være støjende eller en kombination af begge dele.



### **Mobiltelefon**

Streamer Pro hjælper dig med at foretage opkald på din mobiltelefon – tydeligt, sikkert og problemfrit. Dine høreapparater er blevet til et trådløst headset, der hjælper dig til at høre og forstå samtale bedre.

Streamer Pro kan tilsluttes til et bredt udvalg af mobiltelefoner med indbygget Bluetooth.

### **Teleslynge**

Nyd let adgang til teleslyngeanlæg i teatre, ved forelæsninger med mv. Med Streamer Pros indbyggede telespole tilsluttes du med et enkelt tryk på en knap til et teleslyngeanlæg.



## Forbedrer kommunikationen under **kørsel**

Når du kører i bil, kan det sommetider være en udfordring at tale med en anden person eller tale i telefon. Med ConnectLine har vi gjort det lettere for dig.

### **Mobiltelefon**

Streamer Pro sender lyd fra en mobiltelefon trådløst og tydeligt ind i begge dine høreapparater samtidig. Du vil ikke bare kunne bruge din mobiltelefon uden at anstrenge dig det mindste, du vil også kunne tale uden at tage hænderne af rattet.



## **Samtale i bilen**

Når ConnectLine mikrofonen bæres af din ledsager, kan du fokusere på at køre. Mikrofonen sender din ledsagers stemme trådløst ind i dine høreapparater, så lyden bliver tydelig og direkte, og I ikke behøver sidde ansigt til ansigt.



Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.

# Nem betjening af dine høreapparater og ConnectLine-systemet

## ConnectLine App

Med den gratis ConnectLine App kan du betjene dine høreapparater og ConnectLine-systemet via din iPhone®, iPad®, iPod touch® eller Android™-enheder – og du kan gøre det, uden at det går ud over batterilevetiden i dine høreapparater.

ConnectLine Appen kan bruges til alle Oticons trådløse høreapparater.

Egenskaber og funktioner:

- ▶ Intuitiv og diskret fjernbetjening til dine høreapparater.
- ▶ Nem indstilling af lydstyrken, valg og navngivning af programmer
- ▶ Klart overblik over ConnectLine-systemet
- ▶ Nemt valg af inputkilder
- ▶ Nem indstilling af ConnectLine-systemet og egenskaber efter dine behov

Appen fås gratis i App Store eller Google Play™



Læs mere på [www.oticon.dk/app](http://www.oticon.dk/app)

ConnectLine App er kompatibel med iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 9,7" iPad Pro, 12,9" iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, og iPod touch (5. og 6. generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App eller nyere. Søg efter iPhone apps i App Store, når du installerer appen ConnectLine App på en iPad. ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer Pro med firmware 1.3 eller nyere. Læs mere om kompatibilitet på [www.oticon.dk/support](http://www.oticon.dk/support).

## People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

