

Oticon ConnectLine telefon-adapter er et interface mellem en almindelig fastnettelefon og Oticon Streamer, som i praksis forvandler et par Oticon høreapparater til et trådløst headset.

Som en del af ConnectLine-systemet arbejder telefon-adapteren problemfrit og simultant med andre ConnectLine-enheder såsom ConnectLine mikrofon og ConnectLine tv-adapter.

Et fuldt integreret system

Med ConnectLine har brugeren kontrol over systemet, ikke omvendt. Avancerede funktioner såsom AutoPriority og AutoConnect, sikrer for eksempel, at et telefonopkald kan høres og besvares, mens man ser fjernsyn.

Fastnettelefon

Telefon-adapter 2.0 installeres parallelt med en eksisterende fastnettelefon.

Når brugeren befinder sig inden for telefon-adapterens rækkevidde, er Streameren automatisk tilsluttet og klar til at modtage opkald (AutoConnect).

Opkaldet kan nemt besvares i en afstand af op til 30 meter fra telefon-adapteren ved at trykke på en enkelt knap på Streameren.

AutoPriority

Hvis brugeren lytter til fjernsynet via ConnectLine tv-adapter (eller en anden lydkilde), sikrer AutoPriority-funktionen, at indgående opkald kan høres.

AutoResume

Når opkaldet er afsluttet, vender Streameren automatisk tilbage til lydstreaming. Det vil sige streaming af lyd fra fjernsynet.



Inkluderet tilbehør

- RJ11 - RJ11-kabel for tilslutning til fastnettelefon
- Strømforsyning
- Brugsanvisning



Teknisk information	
Kompatibilitet	Streamer 1.4 eller nyere
Dimensioner	124 x 80 x 21 mm; vægt 100 g.
ConnectLine systemfunktioner	AutoConnect: Tilsluttes automatisk til Streameren, hvis den er inden for rækkevidde. AutoPriority: Indgående opkald prioriteres frem for fx fjernsynslyd. Parring: Telefonadapteren vil automatisk parre sig med Streameren, hvis Streameren er i parringsmode.
Rækkevidde	Op til 30 meter med Streamer Pro (fri linje)
Tilslutningsmuligheder	Telefonlinje input/output som interface til (analog) fastnettelefon (PSTN) (RJ11/RJ11) ConnectLine input/output som direkte interface til fx computer ¹
Strømforbrug	Maks. 190 mA (ved hjælp af den medfølgende strømforsyning)
Headset input	Maks. 6dBmV(RMS), 10 KΩ
Headset output	-15 – -10dBmV(RMS), 10 -100 Ω
Frekvens	Licensfri 2,4 GHz (ISM-bånd)
AutoConnect (område)	Ja (30 meter)
Lydkvalitet	Mono / 8 kHz samplingsfrekvens
Frekvensbåndbredde	80 Hz - 3.5 kHz (trådløs)
Driftstemperatur	10 - 40 °C
Opbevaringstemperatur	-20 - 70 °C
Emissioner	Maks. 39 dBμV / 3 meter, opfylder alle relevante standarder

Litteraturhenvisninger:

1. Der følger et interfacekabel til computer med til Streamer Pro. Fås også som tilbehør.