

Power til hjernen



POWER HØRETEKNOLOGI



Få flere detaljer med
- mere power til at deltage





Din foretrukne ledsager i hverdagen

De fleste mennesker, som har et kraftigt høretab, bruger de samme høreapparater i mange år. Høreapparaterne bliver en ledsager i hverdagen, så det er nemt at forstå hvorfor. Men teknologien udvikles hurtigt, og det kan være værd at følge med udviklingen. Den nye viden og teknologi kan give dig nye fordele og en klart forbedret høreelse.

Så hvorfor ikke tage springet og prøve det nye Oticon Dynamo? Med **Oticons BrainHearing™-teknologi**, kan vi hjælpe dig til at få en nem overgang til en ny og bedre lydoplevelse.

Nogle af de fordele, du får med Oticon Dynamo:

- ✓ Du kan deltage mere aktivt, da det bliver nemmere at få lydene til at give mening.
- ✓ Du kan høre højfrekvente lyde som "s" og "t".
- ✓ Du kan nemmere deltage i samtalen, da du kan høre flere detaljer i tale end før.
- ✓ Lyden kan indstilles efter dit ønske.
- ✓ Du kan tale i telefon og give et knus, uden at apparaterne hylér.
- ✓ Du får en løsning, du kan stole på 24/7, uanset vejrforhold og/eller aktivitet.

BrainHearing™-teknologi - får lyde til at give bedre mening

Vi hører med hjernen, ikke med ørerne. Ørerne opfanger lyde, og din hjerne oversætter disse lyde, så de giver mening.

Når du har et høretab, mister du evnen til at opfange visse lyde. Dette gør, at din hjerne skal "udfylde hullerne" og gætte, hvad der bliver sagt. Dette gælder i endnu højere grad, når du har et kraftigt høretab. Det betyder, at det kan være ekstremt vanskeligt og ikke mindst trættende at følge med i det, der sker omkring dig.

Oticons unikke og innovative **BrainHearing™-teknologi** fokuserer på at give din hjerne et så klart signal som muligt, så det bliver nemmere at få lydene til at give mening. Du vil opleve, at du får en mere naturlig lytteoplevelse og bedre taleforståelse med mindre anstrengelse.





Flere detaljer i tale end tidligere

At kunne opfange så mange detaljer i tale og kunne registrere forskellene i folks stemmer, taleintensitet og afstand er altafgørende for en god taleforståelse. Dette forbedrer dine muligheder for at deltage aktivt og frit i samtaler og andre sociale situationer.

Oticon Dynamo tilbyder en unik tilgang til lydprocessering. Oticons innovative frekvensforskydnings-teknologi, **Speech Rescue™**, arbejder sammen med Oticons avancerede kompressionssystem, **Speech Guard E**, for at forbedre taleforståelsen ved at give dig flere detaljer i tale end tidligere.

Speech Rescue sikrer, at du får tilgang til alle højfrekvente lyde, fx svage konsonanter som "s" and "t", samtidig med at Speech Guard E beskytter de vigtige detaljer i talen. Sammen hjælper de dig til at opfatte tale mere tydeligt og gør det nemmere for din hjerne at afkode, hvad der bliver sagt - selv i støjende omgivelser.

Sådan fungerer det



Trin 1 Flyt "Rescue": Speech Rescue™ flytter lydene fra højfrekvensen til et høreområde, hvor du kan høre dem.

Trin 2 Beskyt "Guard": Speech Guard E forstærker herefter de højfrekvente lyde og beskytter de dynamiske detaljer i tale, så de flyttede lyde fremstår mere klare.



Lyde, indstillet efter dit **ønske**

Spring ud i det

Enhver mulighed for at forbedre din hørelse er værd at udforske. Et skift til ny teknologi kræver altid en vis tilvænningstid, men det kan betale sig at være tålmodig. I sidste ende vil du blive glad for de fordele, du får med bedre lyd kvalitet og forbedret taleforståelse.

Når du afprøver nye høreapparater, skal din hjerne arbejde hårdere for at vænne sig til den nye teknologi og lyd. I starten kan det føles som om forskellen er for stor. Oticons unikke **BrainHearing-teknologi** er designet, så du nemmere vænner dig til dine nye høreapparater og lydene giver bedre mening.

Få skræddersyet lyden til dine behov

Man har tidligere gået ud fra, at de samme indstillinger passer til alle med samme høretab.


Men, der er ikke to personer, som ønsker at høre lyde på samme måde, primært fordi hjerner opfatter lydene forskelligt.

Med **YouMatic**, som bruges til individuel indstilling af Oticon Dynamo, kan lydene skræddersys efter dine personlige lyttepræferencer og behov.

I sidste ende bliver det nemmere for dig at vænne dig til en ny, mere detaljeret lyd og du får en mere naturlig lytteoplevelse.

Oplevelsen ved at skifte til Dynamo høreapparater

Tilfredshed



Grafen viser eksempler for tre forskellige personer og hvordan deres tilfredshed bliver større over tid, når de vænner sig til nye høreapparater.





Knus & kram uden hyl

Oticon Dynamo er et kraftigt høreapparat, som giver dig maksimal power, uden at du skal gå på kompromis med lyd kvaliteten.

Inium Sense feedback shield^{SP} er én af grundene. Dette nye effektive feedback-system giver dig mulighed for at nyde livet uden at bekymre dig om generende - og nogle gange pinlige - hyletoner. Det betyder, at uanset om du taler i telefon, giver en ven et knus eller sidder og spiser, kan du roligt stole på apparaterne og leve livet fuldt ud.



En pålidelig ledsager, som gør hverdagen nemmere

Når du har brug for høreapparater på fuld tid, skal de være pålidelige, robuste og nemme at bruge, uanset hvilken livsstil, du har.

Oticon Dynamo er en pålidelig ledsager, du kan regne med.

- **Nano-coated og IP58-klassificeret**
Det betyder, at apparatet kan modstå støv og er vandafvisende.
- **Biokompatibelt og allergivenligt**
Det indholder ingen skadelige stoffer som ftalater og nikkel.
- **Ergonomisk design**
Det er hurtigt og nemt at betjene med det brugervenlige volumenkontrolhjul, så du kan justere lydstyrken til dit foretrukne niveau hurtigt og nemt. Det har også en forhøjet programknap, som gør den nem at finde og betjene.





Hold dig i forbindelse med omverdenen

Med **Oticon ConnectLine** vil du hurtigt opleve, at det bliver nemmere at lytte og kommunikere på arbejde, derhjemme og socialt.

Hvad er ConnectLine?

ConnectLine er en række tilbehør, der kan give dig forbindelse til et bredt udvalg af kommunikations- og underholdningsenheder. Det gør dine Dynamo høreapparater til et trådløst headset via Streamer Pro.

Telefonsamtaler, samtaler på tomandshånd, at se fjernsyn, lytte til musik, videochat og meget mere. Alt bliver meget nemmere og mindre anstrengende.

Med Streamer Pro og den gratis ConnectLine App kan du også bruge din iPhone®, iPad®, iPod touch®, Android™ smartphone eller tablet til at betjene dine Dynamo høreapparater og ConnectLine-enheder på en diskret måde.



Diskret og komfortabelt design

Oticon Dynamo er et lille høreapparat med fuld power. Det moderne design giver et diskret høreapparat, som er behageligt at gå med, og som er det mindste apparat, som fås med et størrelse 13-batteri.

Sæt farve på tilværelsen

Dynamo fås i **syv farver**. Det giver dig frit valg til at vælge den farve, som bedst passer til din hud- eller hårfarve og din personlige stil.



People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt



youtube.com/OticonPeopleFirst



facebook.dk/OticonPeopleFirst