

**People First**

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

For **børn**  
i alle aldre


**For børn i alle aldre**

**Et apparat, der er designet til at holde**

Hos Oticon vægter vi robusthed og sikkerhed højt, for at sikre at vores pædiatriske produkter kan modstå de krav som børns livstil stiller.

Vores seneste pædiatriske produkt, Oticon Sensei, er ingen undtagelse. Sensei er ikke kun designet til at imødekomme specifikke krav i alle barndommens stadier, men også strenge eksterne og interne sikkerhedskrav, for at sikre at apparaterne kan modstå hverdagens udfordringer.

Vores mission er, at tilbyde de bedste høre løsninger, såvel som at prioritere børns sikkerhed og velbefindende højt. Vi ønsker dermed at sikre en bedre fremtid for hver enkelt barn med høretab.




child  
friendly  
hearing  
care

Vores pædiatriske audiologiske mission er, at sikre en bedre fremtid for alle børn med høretab. Vi vil levere løsninger, værktøjer og teknikker, der optimerer auditive og kognitive evner, favner kompleksiteten i at vokse op med et høretab og giver dig mulighed for at tilpasse løsninger til hver enkelt barns udviklingsstadiet i deres rejse mod voksenlivet.



BARNETS REJSE





#### Testet til det ekstreme

Gennem udviklingsfasen, har vi intensivt testet Oticon Sensei, for at sikre, at de kan modstå børns aktive liv, og dermed give ro i sindet.

- Volumenkontrol og trykknop er testet op til 25.000 gange
- Skallens overflade op til 2.500 gange
- Batteriskuffen er åbnet og lukket op til 25.000 gange

- Høreapparatet er dels blevet udsat for høj fugtighed men også temperaturer fra -25° til +60°
- Indtrængen af vand er testet i 1 meter vand i 30 minutter
- Støv-indtrængning er testet ved at udsætte høreapparatet for talcumpulver i et forseglet kammer
- Sensei har gennemgået faldtests fra forskellige retninger op til 170 cm



# Oticon Sensei er udviklet med børns liv for øje

Se hvordan Oticon Sensei kan hjælpe børn med at trives, samt møde alle de udfordringer der er, på vejen til at blive voksen.

Læs mere om Oticons dedikerede pædiatriske høreløsning på [www.oticon.dk](http://www.oticon.dk)



## Beskytter børn

Høreapparater, som er designet til børn, skal ikke kun være robuste. De skal også være sikre. Hos Oticon går vi aldrig på kompromis med hverken ydelse eller sikkerhed. Derfor har vi gjort det muligt at børnesikre både trykknop og batteriskuffe.



## Afviser vand og støv

At gå hjem i regn, at svede under en fodboldkamp eller at lege i sandkassen, er blot nogle af de situationer i barndommen, som høreapparater skal kunne modstå. Oticon Senseis intelligente mekaniske design, indeholder flere forseglinger, der forhindrer vand, støv og fugt i at trænge ind i høreapparater.

Alle hovedkomponenter er nanocoated for at afvise vand og fugt.

## IP57-klassificeret

Sensei er IP57-klassificeret, hvilket betyder at apparaterne kan modstå midlertidig nedsenkning i vand op til 1 meters dybde samt udsættes for støv. Begge dele noget, som ellers kunne forhindre apparaterne i at fungere optimalt.



## Allergivenlige høreapparater

Når noget er i kontakt med huden i længere perioder, er der en risiko for allergiske reaktioner. Vi har minimeret denne risiko ved at bandlese flere end 200 potentielt skadelige stoffer, og alle de anvendte materialer testes for Biokompatibilitet således at de lever op til de internationale krav.

**Faktisk er Oticon den eneste høreapparatproducent i verden, som har fjernet alle talater i vores produkter.**



## Sikkerhed - hver dag

Unikt for Oticon, kan du ved hjælp af en LED-indikator, få sikkerhed for, at Sensei fungerer upåklageligt.

## En farvestrålende barndom

Vi er sørgede for at Oticon Sensei leveres i en bred vifte af farver, som garanteret tiltaler børn i alle aldre. Derudover kan børn dekorere Sensei med sjove klistermærker.

