

Oticon Opn trådløst tilbehør

Alt hvad du behøver
for at **være på**



oticon
PEOPLE FIRST



Gør hverdagen nemmere

Det trådløse tilbehør til Oticon Opn™ omfatter en række enheder, som er nemme at bruge og som er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og gøre det nemmere at kommunikere.

Det trådløse tilbehør er med til, at du får det meste ud af dine Oticon Opn høreapparater. Du kan fx streame lyd fra fjernsynet, mobiltelefonen, musikafspilleren, computeren m.fl. direkte til dine høreapparater - det er som at bruge et sæt trådløse hovedtelefoner.

Diskret og nemt

For diskret og nem betjening af dine høreapparater kan du bruge appen Oticon ON eller en fjernbetjening. Du kan også oprette forbindelse til Internet of Things og meget mere.



Betjen dine høreapparater med appen Oticon ON

Med appen Oticon ON kan du betjene dine høreapparater. Du kan vælge, hvad du ønsker at høre og justere lydstyrken. Du kan også få besked ved lavt batteriniveau og meget mere. Hent den gratis i App Store® eller Google Play™.



Håndfrie opkald sikkert og nemt

Dine Oticon Opn høreapparater kan bruges sammen med alle moderne mobiltelefoner med Bluetooth™.



Håndfrie opkald med enhver smartphone

Med ConnectClip er det nemt at foretage håndfrie opkald med en iPhone®, en Android™ eller hvilken som helst anden smartphone.

ConnectClip sender opkaldet direkte til dine høreapparater og den indbyggede mikrofon opfanger og sender klart og tydeligt det, du siger til vedkommende i den anden ende. Med ConnectClip bliver dine Opn høreapparater til et førsteklasses trådløst headset, så du kan:

- foretage og modtage opkald håndfrit i bilen eller på farten - med streaming til begge ører.
- trådløst streame musik, videoer eller anden lyd fra din smartphone til dine høreapparater.
- diskret skifte program og justere lydstyrken.



Oticon Opn er Made for iPhone

- De kan tilsluttes direkte til din iPhone, iPad® eller iPod touch®.
- Dine høreapparater kan bruges som trådløst headset - i stereo.
- Du kan streame opkald, musik, videoer eller anden lyd til dine høreapparater - trådløst.
- Du kan bruge din iPhone til at skifte program eller justere lydstyrken.



Få lyden **direkte** i dine høreapparater

Med en tv-adapter kan du nyde dit favoritprogram eller lytte til musik fra dit stereoanlæg og få lyden direkte i dine høreapparater - præcis som brugte du trådløse hovedtelefoner.

Med en TV Adapter kan du:

- høre fjernsynet klart og tydeligt eller lytte til musik ved at streame lyden direkte til dine høreapparater.
- vælge det lydniveau, du foretrækker, samtidig med at lyden på fjernsynet forbliver på et behageligt niveau for andre.
- bruge appen Oticon ON App til diskret at justere lydstyrken for den streamede lyd.

TV Adapter:

- understøtter Dolby Digital®
- har en rækkevidde på op til 15 m.



Nem **betjening** af dine høreapparater

Hvis du ønsker at justere lydstyrken, skifte program eller slukke for høreapparaterne helt diskret, kan du gøre dette på tre måder: med Oticon ON App, ConnectClip eller Remote Control (fjernbetjening).





Hør på afstand og i støj - nemt og tydeligt

Selv med de bedste høreapparater kan det nogen gange være svært at høre, hvad der bliver sagt - fx i omgivelser med støj eller til foredrag.

Den trådløse ConnectClip kan hjælpe dig i udfordrende lyttesituationer ved at streame lyd direkte til dine høreapparater.

Hør tale på afstand eller i støj

- Giv din ConnectClip til den, du ønsker at høre bedre.
- Din ConnectClip streamer det, der bliver sagt direkte til dine høreapparater, uden at det påvirker din evne til at høre andre lyde omkring dig.
- Brug appen Oticon ON til at justere lydstyrken på partnernmikrofonen (ConnectClip).
- Rækkevidde: op til 20 meter

En ConnectClip er også ideel til samtaler over computeren, hvor dine høreapparater kan bruges som et trådløst headset.

Chat via computeren

- Brug din ConnectClip til at streame lyd direkte til dine høreapparater, når du chatter via Skype, Lync, etc.
- Din ConnectClip kan parres direkte med din computer eller du kan bruge Oticons usb-dongle.
- Rækkevidde: op til 10 m.





Forbind dine Opn høreapparater til **internettet**

Netværket IFTTT ("If This Then That") giver utallige muligheder for trådløst at tilslutte dine Oticon Opn høreapparater til andre internetforbundne enheder.


Du kan fx:

- Få besked direkte i dine høreapparater, når det ringer på døren.
- Få vejrsigtningen, sms'beskeder, nyheder m.m. læst op i dine høreapparater.
- Tænde for kaffemaskinen, når du tænder for høreapparaterne om morgenen.
- Slukke lyset automatisk, når du slukker for høreapparaterne.

Få mere at vide om, hvad Oticon Opn™ kan gøre for dig. Kontakt din hørespecialist i dag!

Se oticon.dk/connectivity for mere information om produkter og kompatibilitet med andre enheder.

Kontakt din lokale hørespecialist:



oticon.dk

oticon
PEOPLE FIRST